# CareLink<sup>™</sup> Connect

Käyttöopas



# \*\*\*

Medtronic MiniMed 18000 Devonshire Street Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 818 576 5555

EC REP Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen The Netherlands

CE

6026161-031\_a REF MMT-7333

#### © 2016 Medtronic MiniMed, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

CareLink<sup>™</sup> on Medtronic MiniMed, Inc:n tavaramerkki. MiniMed<sup>®</sup> on Medtronic MiniMed, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

# Sisällys

Luku 1	1	Johdanto
	1	Käyttöaiheet
	1	Vasta-aiheet
	2	Varotoimet
Luku 2	3	CareLink Connect -toiminnon käyttäminen
		tietokoneessa
	3	CareLink Connect -välilehden avaaminen
	4	CareLink Connect -sivut
	4	Aloitusnäyttö
	7	Sensoriarvon näyttö
	8	Laitteiden tilanäyttö
Luku 3	10	CareLink Connect -toiminnon käyttäminen
		mobiililaitteessa
	10	CareLink Connect -toiminnon avaaminen mobiililaitteessa
	11	Näytöt
	11	Aloitusnäyttö
	13	Sensoriarvon näyttö
	15	Laitteiden tilanäyttö
Luku 4	16	Kuvakeilmaisimet
	16	Järjestelmän tilakuvakkeet
	17	Tapahtumamerkkien kuvakkeet
Luku 5	18	Hoitokumppanien määrittäminen ja hallinta
	19	Connect-asetukset-sivu
	19	Nimimerkin antaminen
	20	Hoitokumppanien hallinta

	20	Hoitokumppanin lisääminen
	22	Hoitokumppanin päivittäminen
	24	Hoitokumppanin tietojen muutosten tallentaminen
	24	Hoitokumppanin tilin käytön väliaikainen estäminen
	25	Hoitokumppanille lähetettävien tekstiviestien poistaminen käytöstä ja
		ottaminen käyttöön
	25	Hoitokumppanin poistaminen pysyvästi
Luku 6	27	Ohjeet hoitokumppaneille
	27	Käytön aloittaminen hoitokumppanina
	29	Hoitokumppanisalasanan muuttaminen
	29	Hoitokumppanin tekstiviesti-ilmoitusten asetukset
	29	Puhelinnumeron antaminen
	29	Testi-ilmoituksen lähettäminen
	30	Tekstiviesti-ilmoitusten ottaminen käyttöön ja poistaminen
		käytöstä
	31	Tekstiviesti-ilmoitusten valitseminen
	32	Varoitusviestien aikaviiveen asettaminen
Luku 7	33	Vianetsintä
	33	Tilaviestit
	35	Yleinen vianetsintä

CareLink Connect Käyttöopas Sisällys vi

1

# Johdanto

Tervetuloa käyttämään CareLink<sup>™</sup> Connect -toimintoa, joka on osa CareLink Personal -hoidonhallintaohjelmistoa. Tässä CareLink Connect -toiminnon versiossa voidaan ottaa käyttöön toissijainen näyttö, jossa näkyy hoitokumppaneille tarkoitettuja diabetestietoja, tarkalleen ottaen Guardian Connect CGM -järjestelmästä saatuja jatkuvan glukoosimonitoroinnin (CGM) tietoja. Tässä CareLink Connect -toiminnon versiossa voidaan ottaa käyttöön myös tekstiviesti-ilmoitukset Guardian Connect CGM -järjestelmästä hoitokumppaneille.

HUOMAUTUS: Tämä asiakirja sisältää esimerkkejä ohjelmiston näytöistä. Ohjelmiston näytöt voivat olla todellisuudessa hiukan erilaisia.

# Käyttöaiheet

CareLink Connect -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi Guardian Connect CGM -järjestelmän kanssa. CareLink Connect -toiminnon tarkoitus on toimia jatkuvan glukoosimonitoroinnin toissijaisena näyttönä tuetussa elektronisessa kuluttajalaitteessa Guardian Connect CGM -järjestelmän käyttäjille ja heidän määritetyille hoitokumppaneilleen.

CareLink Connect -toiminnon tarkoitus ei ole korvata jatkuvan glukoosimonitoroinnin reaaliaikaista näyttöä. Kaikki hoitopäätökset on tehtävä verensokerimittarilla mitattujen verensokeriarvojen perusteella.

CareLink Connect -toiminnon tarkoitus ei ole analysoida tai muuttaa jatkuvan glukoosimonitoroinnin tietoja, jotka se vastaanottaa. Sen tarkoitus ei ole myöskään ohjata mitään siihen yhdistetyn jatkuvatoimisen glukoosimonitorointijärjestelmän toimintoja.

### Vasta-aiheet

Tietoja vasta-aiheista on Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaassa.

# Varotoimet

Tietoja varotoimista on Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaassa.

# CareLink Connect -toiminnon käyttäminen tietokoneessa

Voit käyttää CareLink Connect -toimintoa joko tietokoneessa tai mobiililaitteessa. Lisätietoja käytöstä mobiililaitteessa on luvussa *CareLink Connect -toiminnon käyttäminen mobiililaitteessa*.

HUOMAUTUS: Tämä asiakirja sisältää esimerkkejä ohjelmiston näytöistä. Ohjelmiston näytöt voivat olla todellisuudessa hiukan erilaisia.

### CareLink Connect -välilehden avaaminen

CareLink Personal -sivustoon on lisätty uusi välilehti, jonka nimi on CareLink Connect. Avaa CareLink Connect -välilehti näiden ohjeiden mukaisesti.

- 1 Siirry Internet-selaimella osoitteeseen https://carelink.minimed.eu/.
- 2 Kirjaudu sisään CareLink Personal -tilin käyttäjänimellä ja salasanalla.

VAROITUS: Samaa CareLink-tiliä ei saa käyttää useammassa kuin yhdessä Guardian Connect -sovelluksessa. Jokaiselle sovellukselle tarvitaan yksilöllinen tili. Jos käytät samaa tiliä useissa sovelluksissa, tiedot yhdistetään CareLink Connect -välilehdessä. 3 Napsauta CareLink Connect -välilehteä tai CareLink Connect -linkkiä.



## **CareLink Connect -sivut**

CareLink Connect -välilehdessä on kaksi pääsivua, joiden nimet ovat Connect-toiminnon Näyttö-sivu ja Connect-asetukset-sivu.

Connect-toiminnon Näyttö-sivulla on kolme diabetestietoja sisältävää näyttöä. Ne ovat aloitusnäyttö, sensoriarvon näyttö ja laitteiden tilanäyttö.

#### Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö on päänäyttö, jossa voit tarkastella Guardian Connect -sovelluksesta saatuja tietoja. Sensorin glukoositiedot näkyvät enintään viimeisten 24 tunnin ajalta. Siirry sensoriarvon näyttöön napsauttamalla **sensoriarvon näytön painiketta**. Siirry laitteiden tilanäyttöön napsauttamalla **valikkopainiketta**.



Osa	Kuvaus
Valikkopainike	Avaa laitteiden tilanäytön, jossa on tietoja Guardian Connect -sovelluksesta, sensorista ja lähettimestä.
CareLink-tilin nimi	CareLink-tiliin kirjatun henkilön nimi.
Viimeisimmän päivityksen kellonaika	Kellonaika, jolloin tiedot päivitettiin viimeksi tietokoneessa. Tämä voi tapahtua viiden minuutin välein tai selaimen manuaalisen päivityksen aikana.
Sensorin glukoosiarvo	Viimeisin sensorin glukoosiarvo, jonka CareLink-sivusto on vastaanottanut. Jos sensorin glukoosiarvoa ei voi näyttää, näkyviin tulee tilaviesti siitä, ettei sensorin glukoosiarvoa ole saatavilla. Tilaviestien luettelo ja niihin liittyviä tietoja on kohdassa <i>Tilaviestit sivulla 33</i> .
Muutosnopeusnuolet	Näyttävät sensorin glukoosiarvojen muutosnopeuden. Lisätietoja muutosnopeusnuolista on Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaassa.
Sensorin glukoosin asteikko	Näyttää sensorin glukoosiarvojen alueen sensorin glukoosikaavion pystyakselilla.

Osa	Kuvaus
Kellonaika (Guardian Connect -sovelluksesta)	Näyttää Guardian Connect -sovelluksesta saadun kellonajan kaavion valitulle ajanjaksolle.
	Aika-asteikko vaihtuu, kun valitset eri zoomaustasoja.
	Näkyvissä on kellonajan muutoksen kuvake, jos kellonaikaa on muutettu sovelluksessa. Tällaisia muutostapahtumia ovat kesäaikaan siirtyminen ja eri aikavyöhykkeille matkustaminen.
	Aloitusnäytössä kellonajan muutoksen kuvaketta edeltävät kellonajat eivät vastaa Guardian Connect -sovelluksessa näkyviä kellonaikoja.
Korkean glukoosin raja, matalan glukoosin raja	Jos korkean glukoosin rajat ja matalan glukoosin rajat on asetettu Guardian Connect -sovelluksessa, ne näkyvät oransseina ja punaisina vaakaviivoina. Viivat voivat olla suoria tai porrastettuja sen mukaan, oletko määrittänyt samat korkean ja matalan glukoosin rajat koko vuorokaudelle vai eri rajat eri vuorokaudenajoille. Lisätietoja rajojen asettamisesta on Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaassa.
Jatkuva sensorin glukoosikäyrä	Näyttää nykyiset ja aiemmat sensorin glukoosiarvot.
Zoomaustasot	Voit muuttaa kaavion resoluutiota napsauttamalla mitä tahansa numeroa kaavion alla (3, 6, 12, 24 tuntia).
Sensoriarvon näytön painike	Avaa sensoriarvon näytön, josta saat tietoja nykyisestä sensorin glukoosiarvosta yhdellä silmäyksellä.
Viimeisimmän sensorin glukoosiarvon kellonaika	CareLink-sivuston vastaanottaman viimeisimmän sensorin glukoosiarvon kellonaika.
llmoitusruutu	CareLink-sivuston vastaanottamat varoitusilmoitukset ja kellonaika, jolloin ne vastaanotettiin.
	Jos varoitusta ei ole kuitattu ja se näkyy parhaillaan Guardian Connect -sovelluksessa, ruutu on punainen ja siinä näkyy nykyinen varoitus. Jos varoituksia on useita, vain tärkeysjärjestyksessä ylin varoitus näkyy.
	Korkea sensorin glukoosi kelio 7:47 AM kes 13
	Jos Guardian Connect -sovelluksessa ei ole parhaillaan varoitusta, ruutu on musta ja siinä näkyy viimeisin CareLink-sivuston vastaanottama varoitus.
	Viimeisin ilmoitus 2:56 AM kes 21 Kalibrointimuistutus
	Jos varoitus on kuitattu Guardian Connect -sovelluksessa ennen tietojen lähettämistä, varoitus ei näy CareLink-sivustossa.

Aloitusnäytössä voi näkyä myös tapahtumamerkkien kuvakkeita. Lisätietoja on kohdassa Tapahtumamerkkien kuvakkeet sivulla 17.

#### Sensoriarvon näyttö

Sensoriarvon näyttö on pelkistetty nykyisen sensorin glukoosiarvon näyttö, josta saat tietoja yhdellä silmäyksellä. Siinä näkyy sensorin glukoosiarvo, päivämäärä, kellonaika ja tarvittaessa muutosnopeusnuolet. Sensoriarvon näytössä näkyy myös viimeisin ilmoitus.

Palaa edelliseen näyttöön napsauttamalla takaisin-painiketta.

Siirry laitteiden tilanäyttöön napsauttamalla valikkopainiketta.



Osa	Kuvaus
Valikkopainike	Avaa laitteiden tilanäytön, jossa on tietoja Guardian Connect -sovelluksesta, sensorista ja lähettimestä.
Viimeisimmän päivityksen kellonaika	Kellonaika, jolloin tiedot päivitettiin viimeksi tietokoneessa. Tämä voi tapahtua viiden minuutin välein tai selaimen manuaalisen päivityksen aikana.
Sensorin glukoosiarvo	Viimeisin sensorin glukoosiarvo, jonka CareLink-sivusto on vastaanottanut. Jos sensorin glukoosiarvoa ei voi näyttää, näkyviin tulee tilaviesti siitä, ettei sensorin glukoosiarvoa ole saatavilla. Tilaviestien luettelo ja niihin liittyviä tietoja on kohdassa <i>Tilaviestit sivulla 33</i> .
Muutosnopeusnuolet	Näyttävät sensorin glukoosiarvojen muutosnopeuden. Lisätietoja muutosnopeusnuolista on Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaassa.
Viimeisimmän sensorin glukoosiarvon kellonaika	CareLink-sivuston vastaanottaman viimeisimmän sensorin glukoosiarvon kellonaika.

Osa	Kuvaus
Takaisin-painike	Palauttaa näkyviin edellisen näytön.
	CareLink-sivuston vastaanottamat varoitusilmoitukset ja kellonaika, jolloin ne vastaanotettiin.
	Jos varoitusta ei ole kuitattu ja se näkyy parhaillaan Guardian Connect -sovelluksessa, ruutu on punainen ja siinä näkyy nykyinen varoitus. Jos varoituksia on useita, vain tärkeysjärjestyksessä ylin varoitus näkyy.
Impoituseuutu	Korkea sensorin glukoosi kello 7:47 AM kes 13
Imoltusruutu	Jos Guardian Connect -sovelluksessa ei ole parhaillaan varoitusta, ruutu on musta ja siinä näkyy viimeisin CareLink-sivuston vastaanottama varoitus.
	Viimeisin ilmoitus 2:56 AM kes 21 Kalibrointimuistutus
	Jos varoitus on kuitattu Guardian Connect -sovelluksessa ennen tietojen lähettämistä, varoitus ei näy CareLink-sivustossa.

#### Laitteiden tilanäyttö

Laitteiden tilanäytössä on laitteiden tilailmaisimia, jotka on saatu Guardian Connect -sovelluksesta. Sulje laitteiden tilanäyttö napsauttamalla **X**-painiketta.



Osa	Kuvaus
<b>X</b> -painike	X-painikkeella voit sulkea laitteiden tilanäytön ja palata edelliseen näyttöön.
Guardian Connect -tila	Näyttää Guardian Connect -sovelluksen ja CareLink-sivuston välisen yhteyden tilan.
Sensorin ja lähettimen tila	Näyttää kalibrointiaika-laskurin, sensorin käyttöiän, lähetinyhteyden ja lähettimen pariston tilakuvakkeet.
Connect-asetukset	Connect-asetukset-linkki johtaa Connect-asetukset-sivulle. Tällä sivulla voit määrittää hoitokumppaneita. Lisätietoja on kohdassa <i>Connect-asetukset-sivu sivulla 19</i> .
Käyttöopas	Käyttöopas-linkki avaa CareLink Connect -käyttöoppaan.
Sovellustunnus	Sovellustunnus on Guardian Connect -sovelluksen yksilöllinen tunnus, jota paikallisen asiakaspalvelun edustaja voi käyttää vianetsinnässä.
Viimeisimmän päivityksen kellonaika	Kellonaika, jolloin tiedot päivitettiin viimeksi tietokoneessa. Tämä voi tapahtua viiden minuutin välein tai selaimen manuaalisen päivityksen aikana.

Tietoja kuvakkeista on kohdassa Järjestelmän tilakuvakkeet sivulla 16.

# CareLink Connect -toiminnon käyttäminen mobiililaitteessa

Voit käyttää CareLink Connect -toimintoa myös mobiililaitteessa.

HUOMAUTUS: Tämä asiakirja sisältää esimerkkejä ohjelmiston näytöistä. Ohjelmiston näytöt voivat olla todellisuudessa hiukan erilaisia.

Näytön suunta vaihtuu pysty- ja vaaka-asennon välillä, kun pyörität mobiililaitetta.

#### CareLink Connect -toiminnon avaaminen mobiililaitteessa

Avaa CareLink Connect -toiminto mobiililaitteessa näiden ohjeiden mukaisesti.

1 Siirry mobiililaitteen Internet-selaimella osoitteeseen carelink.minimed.eu.



2 Kirjaudu sisään CareLink Personal -tilin käyttäjänimellä ja salasanalla. CareLink Connect -toiminnon Näyttö-sivu avautuu. Jos haluat käyttää CareLink Personal -ohjelmiston muita toimintoja, sinun on käytettävä tietokonetta.

# Näytöt

CareLink Connect -toiminnolla voit selata useita näyttöjä, joissa on Guardian Connect -sovelluksesta lähetettyjä CGM-tietoja. Nämä näytöt ovat samankaltaisia kuin Guardian Connect -sovelluksen näytöt. Kolme päänäyttöä ovat aloitusnäyttö, sensoriarvon näyttö ja laitteiden tilanäyttö.

#### Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö on päänäyttö, jossa voit tarkastella Guardian Connect -sovelluksesta saatuja tietoja. Sensorin glukoositietoja näkyy viimeisten 24 tunnin ajalta.

Siirry sensoriarvon näyttöön napauttamalla **sensoriarvon näytön painiketta**. Siirry laitteiden tilanäyttöön napauttamalla **valikkopainiketta**.



Osa	Kuvaus
Valikkopainike	Avaa laitteiden tilanäytön, jossa on Guardian Connect -sovelluksesta saatuja tietoja.
Viimeisimmän päivityksen kellonaika	Kellonaika, jolloin tiedot päivitettiin viimeksi mobiililaitteessa. Tämä voi tapahtua viiden minuutin välein tai selaimen manuaalisen päivityksen aikana.
Sensorin glukoosiarvo	Viimeisin sensorin glukoosiarvo, jonka CareLink-sivusto on vastaanottanut. Jos sensorin glukoosiarvoa ei voi näyttää, näkyviin tulee tilaviesti siitä, ettei sensorin glukoosiarvoa ole saatavilla. Tilaviestien luettelo ja niihin liittyviä tietoja on kohdassa <i>Tilaviestit sivulla 33</i> .
Muutosnopeusnuolet	Näyttävät sensorin glukoosiarvojen muutosnopeuden. Lisätietoja muutosnopeusnuolista on Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaassa.

Osa	Kuvaus
Sensorin glukoosin asteikko	Näyttää sensorin glukoosiarvojen alueen sensorin glukoosikaavion pystyakselilla.
	Näyttää kellonajan kaavion valitulle ajanjaksolle.
	Aika-asteikko vaihtuu, kun valitset eri zoomaustasoja.
Kellonaika (Guardian Connect -sovelluksesta)	Näkyvissä on kellonajan muutoksen kuvake, jos kellonaikaa on muutettu sovelluksessa. Tällaisia muutostapahtumia ovat kesäaikaan siirtyminen ja eri aikavyöhykkeille matkustaminen. Aloitusnäytössä kellonajan muutoksen kuvaketta edeltävät kellonajat eivät vastaa Guardian Connect -sovelluksessa näkyviä kellonaikoja.
Korkean glukoosin raja, matalan glukoosin raja	Jos korkean glukoosin rajat ja matalan glukoosin rajat on asetettu Guardian Connect -sovelluksessa, ne näkyvät oransseina ja punaisina vaakaviivoina. Viivat voivat olla suoria tai porrastettuja sen mukaan, oletko määrittänyt samat korkean ja matalan glukoosin rajat koko vuorokaudelle vai eri rajat eri vuorokaudenajoille. Lisätietoja rajojen asettamisesta on Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaassa.
Jatkuva sensorin glukoosikäyrä	Näyttää nykyiset ja aiemmat sensorin glukoosiarvot.
Zoomaustasot	Voit muuttaa kaavion resoluutiota napauttamalla mitä tahansa numeroa kaavion alla (3, 6, 12, 24 tuntia).
CareLink-tilin nimi	CareLink Personal -tiliin kirjatun henkilön nimi.
Sensoriarvon painike	Siirry sensoriarvon näyttöön napauttamalla sensoriarvon painiketta. Sensoriarvon näytöstä saat tietoja nykyisestä sensorin glukoosiarvosta yhdellä silmäyksellä.
Viimeisimmän sensorin glukoosiarvon kellonaika	CareLink-sivuston vastaanottaman viimeisimmän sensorin glukoosiarvon kellonaika.
	CareLink-sivuston vastaanottamat varoitusilmoitukset ja kellonaika, jolloin ne vastaanotettiin.
llmoitusruutu	Jos varoitusta ei ole kuitattu ja se näkyy parhaillaan Guardian Connect -sovelluksessa, ruutu on punainen ja siinä näkyy nykyinen varoitus. Jos varoituksia on useita, vain tärkeysjärjestyksessä ylin varoitus näkyy.
	Korkea sensorin glukoosi kelio 7:47 AM kes 13
	Jos Guardian Connect -sovelluksessa ei ole parhaillaan varoitusta, ruutu on musta ja siina näkyy viimeisin CareLink-sivuston vastaanottama varoitus.
	Viimeisin ilmoitus 2:56 AM kes 21 Kalibrointimuistutus
	Jos varoitus on kuitattu Guardian Connect -sovelluksessa ennen tietojen lähettämistä, varoitus ei näy CareLink-sivustossa.

Aloitusnäytössä voi näkyä myös tapahtumamerkkien kuvakkeita. Lisätietoja on kohdassa Tapahtumamerkkien kuvakkeet sivulla 17.

#### Sensoriarvon näyttö

Sensoriarvon näyttö on pelkistetty nykyisen sensorin glukoosiarvon näyttö, josta saat tietoja yhdellä silmäyksellä. Siinä on sensorin glukoosiarvo, päivämäärä, kellonaika ja tarvittaessa trendinuolet. Sensoriarvon näytössä näkyy myös viimeisin ilmoitus.

Palaa edelliseen näyttöön napauttamalla takaisin-painiketta.

Siirry laitteiden tilanäyttöön napauttamalla valikkopainiketta.



Osa	Kuvaus
Valikkopainike	Avaa laitteiden tilanäytön, jossa on Guardian Connect -sovelluksesta saatuja tietoja.
Aloitusnäytön painike	Palaa aloitusnäyttöön napauttamalla tätä painiketta.
Viimeisimmän päivityksen kellonaika	Kellonaika, jolloin tiedot päivitettiin viimeksi mobiililaitteessa. Tämä voi tapahtua viiden minuutin välein tai selaimen manuaalisen päivityksen aikana.
Sensorin glukoosiarvo	Viimeisin sensorin glukoosiarvo, jonka CareLink-sivusto on vastaanottanut. Jos sensorin glukoosiarvoa ei voi näyttää, näkyviin tulee tilaviesti siitä, ettei sensorin glukoosiarvoa ole saatavilla. Tilaviestien luettelo ja niihin liittyviä tietoja on kohdassa <i>Tilaviestit sivulla 33</i> .
Muutosnopeusnuolet	Näyttävät sensorin glukoosiarvojen muutosnopeuden. Lisätietoja muutosnopeusnuolista on Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaassa.

Osa	Kuvaus
Viimeisimmän sensorin glukoosiarvon kellonaika	CareLink-sivuston vastaanottaman viimeisimmän sensorin glukoosiarvon kellonaika.
llmoitusruutu	CareLink-sivuston vastaanottamat varoitusilmoitukset ja kellonaika, jolloin ne vastaanotettiin.
	Jos varoitusta ei ole kuitattu ja se näkyy parhaillaan Guardian Connect -sovelluksessa, ruutu on punainen ja siinä näkyy nykyinen varoitus. Jos varoituksia on useita, vain tärkeysjärjestyksessä ylin varoitus näkyy.
	Korkea sensorin glukoosi kello 7:47 AM kes 13
	Jos Guardian Connect -sovelluksessa ei ole parhaillaan varoitusta, ruutu on musta ja siinä näkyy viimeisin CareLink-sivuston vastaanottama varoitus.
	Viimeisin ilmoitus 2:56 AM kes 21 Kalibrointimuistutus
	Jos varoitus on kuitattu Guardian Connect -sovelluksessa ennen tietojen lähettämistä, varoitus ei näy CareLink-sivustossa.

#### Laitteiden tilanäyttö

Laitteiden tilanäytössä on Guardian Connect -sovelluksesta lähetettyjä laitteiden tilailmaisimia. Palaa edelliseen näyttöön napauttamalla sulje laitteiden tila -painiketta.



Osa	Kuvaus
Sulje laitteiden tila -painike	Sulje laitteiden tila -painikkeella voit sulkea laitteiden tilanäytön ja palata edelliseen näyttöön.
Viimeisimmän päivityksen kellonaika	Kellonaika, jolloin tiedot päivitettiin viimeksi mobiililaitteessa. Tämä voi tapahtua viiden minuutin välein tai selaimen manuaalisen päivityksen aikana.
Guardian Connect -tila	Näyttää Guardian Connect -sovelluksen ja CareLink-sivuston välisen yhteyden tilan.
Sensorin ja lähettimen tila	Näyttää sensorin seuraavaan kalibrointiin jäljellä olevan ajan, sensorin vanhenemiseen jäljellä olevien vuorokausien määrän, lähettimen ja Guardian Connect -sovelluksen välisen yhteyden tilan sekä lähettimen pariston kestoajan.
llmoitusasetukset- linkki	Voit muuttaa tekstiviesti-ilmoituksia napauttamalla tätä linkkiä. Lisätietoja on kohdassa Hoitokumppanin tekstiviesti-ilmoitusten asetukset sivulla 29.
Omat tiedot -linkki	Voit päivittää nimesi, sähköpostisi, kielesi, turvakysymyksesi ja turvavastauksesi napauttamalla tätä linkkiä. Lisätietoja on kohdassa <i>Käytön aloittaminen hoitokumppanina sivulla 27</i> .
Käyttöopas-linkki	Antaa tarkkoja tietoja CareLink Connect -toiminnosta.
Kirjaudu ulos -linkki	Voit sulkea CareLink-sivuston napauttamalla Kirjaudu ulos -linkkiä.
Sovellustunnus	Sovellustunnus on Guardian Connect -sovelluksen yksilöllinen tunnus, jota paikallisen asiakaspalvelun edustaja voi käyttää vianetsinnässä.

CareLink Connect Käyttöopas CareLink Connect -toiminnon käyttäminen mobiililaitteessa 15

4

# **Kuvakeilmaisimet**

# Järjestelmän tilakuvakkeet

Laitteiden tilanäytössä on järjestelmän tilakuvakkeita, joista voit nopeasti tarkistaa Guardian Connect -sovelluksen tilan. Jos jokin tila edellyttää huomiota, vastaava tilakuvake näkyy aloitusnäytössä kalibrointiaikalaskurin kuvakkeen vieressä.

Kuvakkeen nimi	Kuvaus
Guardian Connect -yhteyden tila	Tämä kuvaa CareLink-sivuston ja Guardian Connect -sovelluksen välisen yhteyden tilaa. Vihreä valintamerkki tarkoittaa, että Guardian Connect -sovellus on yhteydessä CareLink- sivustoon. Punainen X tarkoittaa, että Guardian Connect -sovellus ei ole yhteydessä CareLink-sivustoon.
Kalibrointiaikalaskuri	Renkaan väri ja pituus osoittavat kalibroinnin tilan ja likimääräisen jäljellä olevan ajan siihen, kun sensori on kalibroitava seuraavan kerran. Kun sensori on kalibroitu, rengas on kokonaan vihreä. Kun sensorin seuraavan kalibroinnin määräaika lähestyy, renkaan segmentit häviävät ja väri muuttuu. Kun sensorin kalibroinnin määräaika on lopulta saavutettu, renkaan sijasta näkyvissä on punainen veripisara kuten alla olevassa kuvassa: Täysi vihreä rengas tarkoittaa, että jäljellä on 12 tuntia. Oranssi tarkoittaa, että jäljellä on kolme tuntia. Kun näkyviin tulee punainen veripisara, sensori on kalibroitava heti. Täysi sininen rengas, jossa on kysymysmerkki, tarkoittaa, että kalibrointiaikaa ei ole välitetty CareLink-sivustoon. Täysi sininen rengas, jossa on kolme pistettä, tarkoittaa, että sensorin aluttuv on kämnirsä censori adottaa kolibreanta tai siin en seiintumut viteo

Kuvakkeen nimi	Kuvaus	
Sensorin käyttöikä	Tämä kuvake osoittaa sensorin jäljellä olevan käyttöiän. Vihreä kuvake tarkoittaa, että sensorin käyttöikää on jäljellä yli kaksi vuorokautta. Oranssi kuvake tarkoittaa yhdestä kahteen vuorokautta. Punainen kuvake tarkoittaa alle yhtä vuorokautta. Punaisella rajattu X-kuvake tarkoittaa, että sensorin käyttöikä on päättynyt.	
	Kuvakkeen alla näkyy lisäksi jäljellä oleva käyttöikä vuorokausina.	
	Kuvake, jossa on kysymysmerkki, tarkoittaa, että sensorin käyttöikää ei tiedetä. Näin käy, jos mobiililaite on lähettimen kantaman ulkopuolella, jos lähettimen ja Guardian Connect -sovelluksen pariliitos poistetaan tai jos esiintyy radiotaajuushäiriöitä (RF-häiriöitä).	
Lähetinyhteys	Tämä kuvaa lähettimen ja Guardian Connect -sovelluksen välisen yhteyden tilaa. Vihreä valintamerkki tarkoittaa, että lähetinyhteys toimii. Punainen X tarkoittaa, että lähetinyhteys toimii. Punainen X tarkoittaa, että	
	Kysymysmerkki tarkoittaa, että yhteyden tilaa ei tiedetä. Näin käy, jos lähetin ja Guardian Connect -sovellus ovat kantaman ulkopuolella, lähettimen ja Guardian Connect -sovelluksen pariliitos poistetaan tai jos esiintyy RF-häiriöitä.	
	ک کې کې	

# Tapahtumamerkkien kuvakkeet

Connect-toiminnon Näyttö-sivulla voi näkyä tapahtumamerkkien kuvakkeita. Tapahtumamerkit lisätään Guardian Connect -sovelluksessa.

Vaikka kuvake voi näkyä CareLink Connect -toiminnon Näyttö-sivulla, hoitokumppani ei näe tarkkoja tietoja.

Tapahtumamerkki	Tapahtuman nimi	Kuvaus
<b>S</b>	Liikunta	Liikunnan rasitus ja kesto.
6	Insuliini	Annostellun insuliinin tyyppi ja määrä.
$\bigcirc$	Verensokeri	Verensokerimittarin arvo. Näitä voidaan käyttää joko Guardian Connect -sovelluksen kalibrointiin tai diabeteksen hallintaan.
	Ateria	Nautittu hiilihydraattimäärä (ruoka tai juoma).
ß	Muu	Merkitsemällä tämän tapahtuman voit tallentaa muita diabeteksen hallintaan liittyviä olennaisia tietoja. Voit esimerkiksi tallentaa otetut lääkkeet, sairauden tai stressin.

# Hoitokumppanien määrittäminen ja hallinta

Guardian Connect -sovelluksesta saadut tiedot voidaan jakaa hoitokumppaneille CareLink Connect -toiminnon avulla. Tässä luvussa neuvotaan hoitokumppanien määrittäminen ja hallinta.

Varoituksia voidaan lähettää myös tekstiviesteinä hoitokumppanin matkapuhelimeen. Lisätietoja on kohdassa *Hoitokumppanille lähetettävien tekstiviestien poistaminen käytöstä ja ottaminen käyttöön sivulla 25*.

HUOMAUTUS: Tämä asiakirja sisältää esimerkkejä ohjelmiston näytöistä. Ohjelmiston näytöt voivat olla todellisuudessa hiukan erilaisia.

### Connect-asetukset-sivu

Connect-asetukset-sivulla voit määrittää hoitokumppanien tilit. Sivulla on kaksi osiota.

Connect	asetukset
	Mattronk
6	Siirry kohtaan Näyttö
	Connect-asetukset
	Anna nimimerkki, joka näkyy tekstiviesti-ilmoituksissa: Tietosuojalausunto
	KG
	Vaaditaan uuden hoitokumppanin lisäämistä varten
	Hoitokumppanien hallinta
1	+ Jane Doe (janedoe_fi)
	Lisää hoitokumppani
	Tietosuojalausunto: Kun käytät tekstiviesti-ilmoituksia, määritetyille kumppaneillesi lähetetyt tekstiviestit näkyvät mobiilipalvelujen tarjoajille ja Medtronic-yhtiön alihankkijoille, jotka välittävät viestit. Nämä kolmannet osapuolet eivät välttämättä noudata kaikkia HIPAA-lainsäädännön mukaisia tietosuoja- ja tietoturvastandardeja. Yksityisyyden suojan parantamiseksi suosittelemme nimikirjaimien tai nimimerkkien käyttöä potilaan nimien sijasta kaikissa viesteissä.

#### Nimimerkin antaminen

Anna nimimerkki, jotta voit lisätä hoitokumppaneita. Nimimerkkisi on hoitokumppaneille lähetettävissä tekstiviesti-ilmoituksissa. Jos nimimerkkisi on KG, hoitokumppanisi saa esimerkin näköisen tekstiviestin.



Nimimerkki voi olla mikä tahansa 1–10 kirjaimen tai numeron yhdistelmä. Nimimerkkisi koostuu oletusarvoisesti etunimesi ensimmäisestä kirjaimesta ja sukunimesi ensimmäisestä kirjaimesta.

Saat lisätietoja siitä, miksi nimimerkki vaaditaan, lukemalla Connect-asetukset-sivun tietosuojalausunnon.

#### Hoitokumppanien hallinta

Voit lisätä, poistaa ja päivittää hoitokumppaneita Hoitokumppanien hallinta -osiossa. Hoitokumppanit voivat käyttää CareLink Personal -sivuston CareLink Connect -välilehteä. Hoitokumppanit voivat myös vastaanottaa valinnaisia tekstiviesti-ilmoituksia.

Jotta hoitokumppanin tietoihin tehdyt muutokset tallentuvat, sinun on napsautettava **Tallenna**painiketta muutoksen jälkeen. Muutokset eivät tallennu, jos et napsauta **Tallenna**-painiketta. **Tallenna**-painike on aktiivinen vain silloin, kun teet muutoksen. Jos teet muutokset ja yrität poistua sivulta napsauttamatta **Tallenna**-painiketta, ponnahdusikkuna avautuu. Jatka noudattamalla ohjeita.

Voit lisätä enintään viisi hoitokumppania. Jos sinulla on viisi hoitokumppania, sinun on poistettava yksi, ennen kuin lisäät uuden hoitokumppanin. Lisätietoja hoitokumppanien poistamisesta on kohdassa *Hoitokumppanin poistaminen pysyvästi sivulla 25*.

Voit milloin tahansa siirtyä Connect-toiminnon Näyttö-sivulle napsauttamalla Siirry kohtaan Näyttö -linkkiä tai CareLink Connect -kuvaketta.



#### Hoitokumppanin lisääminen

Sinun on kirjauduttava CareLink Personal -tiliisi, jotta pääset hoitokumppanien hallintaan. Voit hallita hoitokumppaneita sekä tietokoneella että mobiililaitteella.

Hoitokumppaneilla on 24 tuntia aikaa kirjautua tiliin väliaikaisella salasanalla. Jos hoitokumppani ei kirjaudu sisään 24 tunnin kuluessa, sinun on annettava uusi väliaikainen salasana ja sitten annettava käyttäjänimi ja uusi väliaikainen salasana hoitokumppanille. Lisätietoja on kohdassa *Käytön aloittaminen hoitokumppanina sivulla 27*.

Lisää hoitokumppani seuraavasti:

1 Siirry Connect-asetukset-sivulle.

Connec	:t-asetukset
	Nectoorie
	Siirry kohtaan Näyttö
	Connect-asetukset
	Anna nimimerkki, joka näkyy tekstiviesti-ilmoituksissa: Tietosuojalausunto
	KG
	Vaaditaan uuden holtokumppanin lisäämistä varten
	+ Jane Doe (janedoe_fi)
	Lisää hoitokumppani
	Tietosuojalausunto: Kun käytät tekstiviesti-ilmoituksia, määritetyille kumppaneillesi lähetetyt tekstiviestit näkyvät mobilipalvelujen tarjoajille ja Medtronic-yhtiön alihankkijoille, jotka välittävät viestit. Nämä kolmannet osapuolet eivät välttämättä noudata kalikkia HIPAA-lainsäädännön mukaisia tietosuoja- ja tietoturvastandardeja. Yksityisyyden suojan parantamiseksi suosittelemme nimikirjaimien tai nimimerkkien käyttöä potilaan nimien sijasta kaikissa viesteissä.

2 Napsauta Lisää hoitokumppani -painiketta. Lisää hoitokumppani -näyttö avautuu.

Takaisin hoitokur	nppanien hallintaan
Lisää hoito	kumppani
Anna hoitokump	oanin etu- ja sukunimi
Etunimi	
Sukunimi	
Anna käyttäjänim sisään ja tarkaste Käyttäjänimi	ii ja salasana, joilla tämä hoitokumppani kirjautuu elee tietojasi
Anna käyttäjänim sisään ja tarkaste Käyttäjänimi 4–16 aakkosnumeerist	i ja salasana, joilla tämä hoitokumppani kirjautuu elee tietojasi a merkkiä ja alaviivaa, ei väliyöntejä
Anna käyttäjänim sisään ja tarkaste Käyttäjänimi 4–16 aakkosnumeerist Väliaikainen salas	i ja salasana, joilla tämä hoitokumppani kirjautuu elee tietojasi la merkkiä ja alaviivaa, ei välilyöntejä Sana
Anna käyttäjänim sisään ja tarkaste Käyttäjänimi 4–16 aakkosnumeerist Väliaikainen sala: Väliaikainen sala: Väliaikainen sala:	i ja salasana, joilla tämä hoitokumppani kirjautuu elee tietojasi la merkkiä ja alaviivaa, ei välilyöntejä Sana sot ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä i tunnissa

#### 3 Täytä hoitokumppanille seuraavat kentät.

Etunimi	Etunimessä pitää olla 1–40 merkkiä. Etunimen isot ja pienet kirjaimet eivät ole merkitseviä.
Sukunimi	Sukunimessä pitää olla 1–40 merkkiä. Sukunimen isot ja pienet kirjaimet eivät ole merkitseviä.
Käyttäjänimi	Hoitokumppanin käyttäjänimen pitää olla 4–16 merkkiä pitkä. Voit käyttää kirjaimia, numeroita ja alaviivaa (_).
Väliaikainen salasana	Väliaikaisen salasanan pitää olla 8–32 merkkiä pitkä. Väliaikaisen salasanan isot ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä.

- **4** Kun kaikki kentät on täytetty, pystyt napsauttamaan **Tallenna**-painiketta. Jos **Tallenna**-painike ei ole aktiivinen, tarkista kentät.
- **5** Anna käyttäjänimi ja väliaikainen salasana hoitokumppanille. Hoitokumppanilla on 24 tuntia aikaa kirjautua sisään väliaikaisella salasanalla. Lisätietoja on kohdassa *Käytön aloittaminen hoitokumppanina sivulla 27*.

#### Hoitokumppanin päivittäminen

Hoitokumppanien hallinta -osiossa näkyy lisäämiesi hoitokumppanien profiili ja tila. Voit avata profiiliikkunan napsauttamalla +-merkkiä tai hoitokumppanin nimeä.

Rekisteröintiin liittyviä profiilitiloja on kolme: hoitokumppani on rekisteröitynyt, hoitokumppani ei ole rekisteröitynyt ja salasana on vanhentunut tai hoitokumppani ei ole rekisteröitynyt eikä salasana ole vanhentunut.

Jos hoitokumppani on rekisteröitynyt, Ota tekstiviesti-ilmoitukset käyttöön -valintaruutu ja Estä käyttö -linkki ovat näkyvissä. Ohjeet hoitokumppanin tilin käytön väliaikaiseen estämiseen ovat kohdassa *Hoitokumppanin tilin käytön väliaikainen estäminen sivulla 24*. Ohjeet hoitokumppanin tilin pysyvään poistamiseen ovat kohdassa *Hoitokumppanin poistaminen pysyvästi sivulla 25*.

Tietoja tekstiviestien poistamisesta käytöstä ja ottamisesta käyttöön on kohdassa *Hoitokumppanille lähetettävien tekstiviestien poistaminen käytöstä ja ottaminen käyttöön sivulla 25*.

<ul> <li>Jane Doe (janedoe_fi)</li> </ul>	
Ota tekstiviesti-ilmoitukset käyttöön	
<u>Estä käyttö</u>	

Jos hoitokumppani ei ole rekisteröitynyt ja salasana on vanhentunut, näkyvissä on Salasana on vanhentunut -palkki. Voit antaa uuden väliaikaisen salasanan ja napsauttaa sitten **Tallenna**painiketta. Anna käyttäjänimi ja uusi salasana hoitokumppanille. Hoitokumppanilla on 24 tuntia aikaa kirjautua sisään uudella väliaikaisella salasanalla.

<ul> <li>jane doe (janedoe_fi1)</li> </ul>
Salasana on vanhentunut
Anna uusi väliaikainen salasana

Jos hoitokumppani ei ole rekisteröitynyt eikä salasana ole vanhentunut, näkyvissä on Vielä odotustilassa... -palkki ja Palautetaanko salasana? -linkki. Jos napsautat Palautetaanko salasana? -linkkiä, näkyviin tulee salasanakenttä. Anna uusi salasana ja napsauta sitten **Tallenna**-painiketta. Näkyviin tulee Asetukset tallennettu -ponnahdusikkuna. Sulje ikkuna napsauttamalla **X**-painiketta.

<ul> <li>Jane Doe (janedoe_fi)</li> </ul>	
Vielä odotustilassa	
Palautetaanko salasana?	

# Hoitokumppanin tietojen muutosten tallentaminen

Jotta hoitokumppanin tietojen muutokset tallentuvat, sinun on napsautettava **Tallenna**-painiketta. Jos jonkin kentän tieto ei kelpaa, näkyviin tulee ilmoitus. Noudata näytön ohjeita. Jos teet muutoksen etkä napsauta **Tallenna**-painiketta, näkyviin tulee ponnahdusikkuna. Noudata näytön ohjeita.

# Hoitokumppanin tilin käytön väliaikainen estäminen

Kun hoitokumppani on rekisteröitynyt, voit väliaikaisesti estää hoitokumppania käyttämästä CareLink Connect -toimintoa ja saamasta tekstiviestejä. Voit esimerkiksi estää käytön väliaikaisesti, kun hoitokumppani on lomalla. Kun hoitokumppani palaa lomalta, voit taas sallia käytön hoitokumppanille.

Estä hoitokumppanin tilin käyttö väliaikaisesti seuraavasti:

1 Avaa profiilin tilaikkuna napsauttamalla hoitokumppanin nimeä.

<ul> <li>Jane Doe (janedoe_fi)</li> </ul>	
Ota tekstiviesti-ilmoitukset käyttöön	
Estä käyttö	

2 Napsauta Estä käyttö -linkkiä. Estä käyttö -ikkuna avautuu.

Connect-	asetukset
	Estä käyttö
	Haluatko estää hoitokumppanin tilin käytön väliaikaisesti tai poistaa tilin pysyvästi?
	Estä väliaikaisesti
	Poista pysyvästi
	Peruuta

- **3** Napsauta **Estä väliaikaisesti** -painiketta. Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa lukee Asetukset tallennettu.
- 4 Sulje ponnahdusikkuna napsauttamalla X-painiketta.

# Hoitokumppanille lähetettävien tekstiviestien poistaminen käytöstä ja ottaminen käyttöön

Voit ottaa tekstiviesti-ilmoitukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä hoitokumppanikohtaisesti.



Avaa tätä varten hoitokumppanin profiili. Ota tekstiviesti-ilmoitukset käyttöön -viestin vieressä on valintaruutu. Jos valintaruudussa on valintamerkki, hoitokumppani voi vastaanottaa tekstiviestejä ja muuttaa tekstiviestiasetuksia. Jos valintamerkkiä ei ole, hoitokumppani ei voi vastaanottaa tekstiviestejä. Hoitokumppani voi edelleen käyttää CareLink Connect -toimintoa Internet-selaimella, vaikka valintamerkkiä ei ole.

### Hoitokumppanin poistaminen pysyvästi

Voit poistaa hoitokumppanin pysyvästi. Jos esimerkiksi lääkärisi vaihtuu, voit poistaa edelliselle lääkärille luodun hoitokumppanitilin pysyvästi. Lisäksi jos sinulla on jo viisi hoitokumppania, sinun on poistettava yksi hoitokumppani ennen uuden lisäämistä.

Poista hoitokumppani pysyvästi seuraavasti:

1 Avaa profiilin tilaikkuna napsauttamalla hoitokumppanin nimeä.



2 Napsauta Estä käyttö -linkkiä. Estä käyttö -ikkuna avautuu.

Connect-	asetukset					
	Estä käyttö					
	Haluatko estää hoitokumppanin tilin käytön väliaikaisesti tai poistaa tilin pysyvästi?					
	Estä väliaikaisesti					
	Poista pysyvästi					
	Peruuta					

3 Napsauta Poista pysyvästi -painiketta. Näkyviin tulee vahvistusikkuna.

Vahvistus vaaditaan
Haluatko varmasti poistaa tämän hoitokumppanin luettelosta? Tätä ei voi kumota.
Poista
Peruuta

- 4 Suorita hoitokumppanin poisto loppuun napsauttamalla Poista -painiketta tai napsauta Peruuta-painiketta, jos et halua poistaa hoitokumppania. Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa lukee Asetukset tallennettu.
- 5 Sulje ponnahdusikkuna napsauttamalla X-painiketta.

# **Ohjeet hoitokumppaneille**

Tässä luvussa neuvotaan hoitokumppaneille rekisteröityminen ja tilien hallinta. Tässä luvussa kerrotaan myös, miten hoitokumppanit voivat aktivoida tekstiviesti-ilmoitukset ja hallita niitä.

HUOMAUTUS: Tämä asiakirja sisältää esimerkkejä ohjelmiston näytöistä. Ohjelmiston näytöt voivat olla todellisuudessa hiukan erilaisia.

#### Käytön aloittaminen hoitokumppanina

Ennen kuin aloitat, hoitokumppanitilillesi on oltava määritettyinä käyttäjänimi ja väliaikainen salasana. Lisätietoja on kohdassa *Hoitokumppanin lisääminen sivulla 20*.

Kun saat käyttäjänimen ja salasanan, sinulla on 24 tuntia aikaa kirjautua sisään ja luoda uusi salasana. Kun olet luonut uuden salasanan, voit rekisteröidä hoitokumppanitilin. Huomaa, että rekisteröinti ei ole valmis, ennen kuin olet määrittänyt ilmoitukset.

Voit rekisteröidä hoitokumppanitilin tietokoneen tai matkapuhelimen Internet-selaimella.

Rekisteröidy hoitokumppanina seuraavasti:

- 1 Siirry Internet-selaimella osoitteeseen https://carelink.minimed.eu/.
- 2 Anna käyttäjänimi ja väliaikainen salasana ja napsauta sitten **Kirjaudu sisään** -painiketta. Käyttöehdot ja tietosuojalausunto -sivu avautuu.

HUOMAUTUS: Et voi käyttää Unohditko salasanasi? -linkkiä, ennen kuin olet rekisteröinyt hoitokumppanitilin. Jos käyttäjänimi ja väliaikainen salasana eivät toimi, pyydä uusi väliaikainen salasana.

- **3** Lue Käyttöehdot ja tietosuojalausunto -sivu.
- **4** Valitse kaikki valintaruudut napsauttamalla. Napsauta sitten **Hyväksy**-painiketta. Salasanan päivityssivu -näyttö tulee näkyviin.

HUOMAUTUS: Jos et hyväksy kaikkia käyttöehtoja, poistu sivulta napsauttamalla Hylkääpainiketta. Et pysty tällöin rekisteröitymään hoitokumppanina.

**5** Anna uusi salasana ja vahvista sitten salasana. Jatka napsauttamalla **OK**-painiketta. Näkyviin tulee Omat tiedot -sivu.

Siirry kohtaan Näy	rttö	
Omat tiedot		
Etunimi		Muuta salasanaa
Jane		
Sukunimi		
Doe		
Sähköposti		
Маа		
	Suomi	
Kieli		
	suomi	$^{\odot}$
Valitse turvakysymy	vs ja anna sen vastaus	
	Äidin tyttönimi	0

HUOMAUTUS: Maa-kentässä näkyy ensisijaisen käyttäjän maa. Hoitokumppanina et voi muuttaa Maa-kenttää.

**6** Täytä Omat tiedot -sivun kentät.

Etunimi	Etunimessä pitää olla 1–40 merkkiä. Etunimen isot ja pienet kirjaimet eivät ole merkitseviä.
Sukunimi	Sukunimessä pitää olla 1–40 merkkiä. Sukunimen isot ja pienet kirjaimet eivät ole merkitseviä.
Sähköposti	Anna sähköpostiosoite.
Kieli	Valitse kieli avattavasta valikosta.

Turvakysymys	Valitse turvakysymys avattavasta valikosta.
Turvavastaus	Turvavastauksessa pitää olla 1–30 merkkiä. Turvavastauksen isot ja pienet kirjaimet eivät ole merkitseviä.

7 Napsauta **Tallenna**-painiketta. Sitä voidaan napsauttaa vasta, kun tehdyt muutokset ovat kelvollisia. Jos et pysty napsauttamaan **Tallenna**-painiketta, tarkista jokainen kenttä ja yritä uudelleen.

### Hoitokumppanisalasanan muuttaminen

Voit muuttaa salasanaa napsauttamalla Muuta salasanaa -linkkiä.

Voit muuttaa hoitokumppanisalasanaa vain tietokoneella. Muuta salasanaa -linkki ei ole käytettävissä mobiililaitteessa.

Muuta hoitokumppanisalasana seuraavasti:

- 1 Siirry Omat tiedot -sivulle.
- 2 Napsauta Muuta salasanaa -linkkiä. Näkyviin tulee Muuta salasanaa -sivu.
- 3 Täytä tyhjät kentät Muuta salasanaa -sivun ohjeiden mukaisesti.
- 4 Tallenna uusi salasana napsauttamalla **Muuta**-painiketta.

### Hoitokumppanin tekstiviesti-ilmoitusten asetukset

Matkapuhelimeesi voidaan lähettää tekstiviesti-ilmoituksia CareLink Connect -toiminnosta. Tässä kohdassa kuvataan, miten tekstiviesti-ilmoitusten asetukset muutetaan.

Voit päivittää tekstiviesti-ilmoitukset Ilmoitusasetukset-sivulla. Siirry Ilmoitusasetukset-sivulle siirtymällä laitteiden tilasivulle ja napsauttamalla Ilmoitusasetukset-linkkiä.

#### Puhelinnumeron antaminen

Jotta saat tekstiviesti-ilmoituksia, sinun on annettava toimiva puhelinnumero tyhjään kenttään ja napsautettava sitten **Tallenna**-painiketta. Puhelinnumeron alkuun on lisättävä maatunnus. Älä lisää alkuun nollia tai merkkiä +.

Jos puhelinnumero ei kelpaa, näkyviin tulee virheviesti. Tarkista puhelinnumero ja anna se uudelleen. Napsauta sitten **Tallenna**-painiketta.

#### Testi-ilmoituksen lähettäminen

Voit lähettää testiviestin ja varmistaa, että tekstiviesti-ilmoitukset toimivat. Napsauta tätä varten Lähetä testitekstiviesti -linkkiä. Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa vahvistetaan, että testiviesti on lähetetty. Muutaman minuutin kuluessa matkapuhelimeesi pitäisi tulla tekstiviesti. Jos puhelinnumero ei kelpaa, näkyviin tulee virheviesti. Tarkista puhelinnumero ja anna se uudelleen. Napsauta sitten uudelleen Lähetä testitekstiviesti -linkkiä. Jos matkapuhelimeesi ei vieläkään tule tekstiviestiä, ota yhteys paikallisen asiakastuen edustajaan.

Päivässä voidaan lähettää rajallinen määrä testi-ilmoituksia. Jos yrität lähettää tätä enemmän testiilmoituksia, näkyviin tulee ponnahdusikkuna. Sulje ikkuna napsauttamalla **X**-painiketta.

#### HUOMAUTUS: Normaalit tekstiviestimaksut voidaan veloittaa.

#### Tekstiviesti-ilmoitusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Tekstiviesti-ilmoitukset on jaettu kolmeen ryhmään: matalan glukoosin varoitukset, korkean glukoosin varoitukset ja tilaviestit. Kussakin ryhmässä on useita yksittäisiä varoituksia tai tilaviestejä.

Lisätietoja varoituksista on Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaassa.

Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tekstiviesti-ilmoitukset ryhmänä napsauttamalla ryhmän otsikossa olevaa valintaruutua. Jos ryhmän otsikossa oleva valintaruutu on valittuna, saat kaikki kyseisen tyypin viestit. Jos ryhmän otsikossa oleva valintaruutu ei ole valittuna, et saa kyseisen tyypin viestejä.

Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ilmoituksia myös yksitellen. Avaa ryhmäikkuna napsauttamalla ryhmän otsikossa olevaa +-merkkiä. Ota käyttöön tai poista käytöstä kukin viesti napsauttamalla sen valintaruutua tai poistamalla valinta. Jos ryhmän otsikossa olevassa valintaruudussa on merkki –, vähintään yksi yksittäinen varoitus on käytössä.

Näyttökuvaesimerkissä on avoinna Korkean glukoosin varoitukset -ryhmäikkuna. Korkean glukoosin varoitukset -valintaruudussa on merkki –, mikä tarkoittaa, että vähintään yksi yksittäinen ilmoitus on käytössä. Tässä esimerkiksi valintamerkit ovat Korkea sensorin glukoosi- ja Korkea ennakoitu -varoituksissa.

K	orkear	aluko	osin v	aroituk	set		_
	meur	grante		aronun			-
Ko	rkea s	ensori	n gluko	oosi			
Korkea ennakoitu							
No	usuva	roitus					
Jos v (minu	aroitu uutteir	ista ei na):	kuitata	, lähetä	i teksti	viesti, ku	n aikaa on kulunut
0	5	10	15	20	25	30	

Kun olet ottanut ilmoitukset käyttöön tai poistanut ne käytöstä, napsauta **Tallenna**-painiketta. Jos yrität poistua sivulta ennen **Tallenna**-painikkeen napsauttamista, näkyviin tulee Muutoksia ei tallennettu -viesti. Jatka noudattamalla ohjeita.

Jos haluat poistua sivulta tekemättä muutoksia, napsauta Siirry kohtaan Näyttö -linkkiä tai CareLink Connect -kuvaketta.



#### Tekstiviesti-ilmoitusten valitseminen

Taulukossa on kaikki tekstiviesti-ilmoitukset, jotka ovat käytettävissä CareLink Connect -toiminnossa. Lisätietoja on Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaassa.

Ilmoitusluokka	Viesti				
	Laskuvaroitus				
MATALAN GLUKOOSIN VAROITUKSET	Matala ennakoitu				
	Matala sensorin glukoosi				
	Korkea ennakoitu				
KORKEAN GLUKOOSIN VAROITUKSET	Korkea sensorin glukoosi				
	Nousuvaroitus				
	Kalibrointimuistutus				
	Kalibrointia ei hyväksytty				
	Kalibroi nyt				
	Vaihda sensori				
ΤΙΙ Δ\/IFSTIT	Yhteys sensoriin katkesi				
	Sensori kytketty				
	Sensorin käyttöikä päättynyt				
	Sensorin glukoosia ei saatavilla				
	Lähettimen paristo tyhjä				
	Lähettimen virhe				

#### Varoitusviestien aikaviiveen asettaminen

CareLink Connect -toiminto lähettää sinulle tekstiviesti-ilmoituksen vain, jos varoitusta ei kuitata tai toisteta Guardian Connect -sovelluksessa tietyn aikaviiveen jälkeen. Jos aikaviiveeksi on asetettu esimerkiksi 15 minuuttia, tekstiviesti-ilmoitus lähetetään vain, jos varoitusta ei kuitata tai toisteta 15 minuutin jälkeen. Jos varoitus kuitataan tai toistetaan 15 minuutin jälkeen, tekstiviesti-ilmoitusta ei lähetetää. Jos aikaviiveeksi asetetaan 0 minuuttia, tekstiviesti-ilmoitus lähetetään heti, kun CareLinksivusto saa tiedon varoituksesta.

Matalan glukoosin varoitusten oletusaikaviive on 0 minuuttia. Korkean glukoosin varoitusten ja tilaviestien oletusaikaviive on 10 minuuttia.



7

# Vianetsintä

CareLink Connect -toiminto on vain toissijainen näyttöjärjestelmä. Tarkempia tietoja varoituksista ja ilmoituksista on Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaassa ja sensorin käyttöoppaassa.

# Tilaviestit

Siihen voi olla useita syitä, ettei CareLink Connect -näytössä näy tietoja. Jos tietoja ei näy, aloitusnäytössä tai sensoriarvon näytössä voi näkyä tilaviesti. Alla olevassa taulukossa kuvataan nämä mahdolliset tilanteet.

Tilaviesti	Kuvaus		
Tietoja ei saatavilla	Guardian Connect -sovelluksesta ei ole tällä hetkellä saatavilla tietoja.		
Yli 22,2 mmol/l (400 mg/dl)	Sensorin glukoosiarvo on sensorin alueen ulkopuolella. Varmista tämä mittaamalla verensokeri ja hoida verensokeri terveydenhoidon ammattilaisen suosittelemalla tavalla.		
Alle 2,2 mmol/l (40 mg/dl)	Sensorin glukoosiarvo on sensorin alueen ulkopuolella. Varmista tämä mittaamalla verensokeri ja hoida verensokeri terveydenhoidon ammattilaisen suosittelemalla tavalla.		
Kalibroi nyt	Sensori on kalibroitava. Tarkista verensokeri ja kalibroi nyt.		
Kalibroidaan	Sensoria kalibroidaan. Tämä voi kestää enintään 5 minuuttia.		
Vaihda sensori	Sensoria ei voi enää käyttää. Aseta uusi sensori.		
Yhteys sensoriin katkesi	Tiedonsiirto lähettimen kanssa katkesi. Pidä lähetin kantama-alueella.		
Ei sensorin glukoosia, odota ilmoitusta	Älä kalibroi, ennen kuin saat ilmoituksen. Sensori yrittää korjata jotakin ongelmaa. Tämä voi kestää enintään 3 tuntia. Mitään toimenpiteitä ei tarvita.		
Lähetintä ei liitetty pariksi	Lähetintä ei ole liitetty Guardian Connect -sovelluksen pariksi. Katso Guardian Connect -sovelluksen käyttöoppaasta, miten lähetin liitetään uudelleen pariksi.		
Etsitään sensorin signaalia	Tiedonsiirto lähettimen kanssa katkesi. Pidä lähetin kantama-alueella.		
Sensori kytketty	Sensori on kytketty ja odottaa asetusten määrittämistä.		
Sensori irti	Sensori on irti. Kytke lähetin sensoriin. Jos lähetin on kytketty sensoriin, tarkista, että liitäntä on tiukka.		

Tilaviesti Kuvaus			
Sensorin käyttöikä päättynyt	Sensorin käyttöikä on päättynyt. Vaihda sensori.		
Lähettimen paristo tyhjä	Lähetin on ladattava.		
Lähettimen virhe	Lähetin yrittää korjata jotakin ongelmaa. Odota vähintään 30 minuuttia.		
Päivitetään	Sensoria päivitetään. Tämä voi kestää muutaman minuutin.		
Odota, että voit kalibroida	Viimeisintä kalibrointia ei hyväksytty. Odota ilmoitusta, ennen kuin kalibroit.		
Alustetaan	Sensoria alustetaan. Tämä voi kestää enintään 2 tuntia. Kalibrointi tarvitaan sen jälkeen.		

# Yleinen vianetsintä

Noudata virhetilanteissa alla olevan taulukon ohjeita. Jos et pysty korjaamaan ongelmaa noudattamalla alla olevan taulukon ohjeita, pakota sovellus sulkeutumaan ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma esiintyy edelleen, käynnistä mobiililaite uudelleen ja käynnistä sovellus uudelleen.

Viesti	Mahdolliset ongelman syyt	Toimenpiteet	
Tietoja ei saatavilla	<ul> <li>CareLink-sivusto ei vastaanota tietoja Guardian Connect -sovelluksesta.</li> <li>Mahdollisia syitä:</li> <li>1 CareLink-synkronointi on poistettu käytöstä Guardian Connect -sovelluksesta.</li> <li>2 Internet-yhteys tai matkapuhelinyhteys ei toimi.</li> <li>3 Guardian Connect -käyttäjä on antanut Guardian Connect -sovellukseen väärän CareLink-käyttäjänimen tai -salasanan.</li> <li>4 Guardian Connect -sovelluksen käyttäjä on poistanut mobiililaitteen Bluetooth-toiminnon käytöstä.</li> </ul>	<ul> <li>Kokeile seuraavia:</li> <li>Napauta Guardian Connect -sovelluksen valikkonäytössä CareLink- synkronointi-vaihtoehtoa. Napauta valitsinta, jolloin se muuttuu vihreäksi.</li> <li>Palaa paikkaan, jossa Internet-yhteys toimii matkapuhelinyhteyden tai langattoman yhteyden välityksellä.</li> <li>Varmista, että käytät oikeaa CareLink- käyttäjänimeä ja -salasanaa.</li> <li>Varmista, että Guardian Connect -sovelluksen käyttäjä ottaa mobiililaitteen Bluetooth-toiminnon käyttöön. Näin tiedot voidaan synkronoida Guardian Connect -sovelluksesta CareLink-sivustoon.</li> </ul>	
Yhteyshenkilö ei ole saanut tekstiviestiä	<ol> <li>Annettu puhelinnumero on väärin.</li> <li>Aktiivinen-valintaruutua ei ole valittu Ilmoitusasetukset-sivulla.</li> <li>Kyseistä varoitusilmoitusta ei ole valittu lähetettäväksi.</li> <li>Varoitus on kuitattu Guardian Connect -sovelluksessa, ennen kuin tiedot lähetettiin CareLink-sivustoon.</li> <li>Guardian Connect -sovelluksen käyttäjä ei ole ottanut kyseistä varoitusta käyttöön.</li> <li>Mobiililaite oli matkapuhelinverkon ulkopuolella varoituksen esiintymishetkellä.</li> <li>Hoitokumppani ei ole halunnut vastaanottaa tekstiviestejä.</li> </ol>	<ol> <li>Varmista Ilmoitusasetukset-sivulla, että olet antanut oikean matkapuhelinnumeron.</li> <li>Varmista Ilmoitusasetukset-sivulla, että Aktiivinen-valintaruudussa on valintamerkki.</li> <li>Varmista Ilmoitusasetukset-sivulla, että olet ottanut käyttöön varoituksen, jonka haluat vastaanottaa.</li> <li>Varmista testaamalla tekstiviesti- ilmoitustoimintoa, että yhteyshenkilön tiedot on annettu oikein. Lähetä testi- ilmoitus napsauttamalla Lähetä testitekstiviesti -linkkiä.</li> <li>Varmista, että varoitus on käytössä Guardian Connect -sovelluksessa.</li> <li>Palaa paikkaan, jossa Internet-yhteys toimii matkapuhelinyhteyden tai langattoman yhteyden välityksellä.</li> <li>Tilaa tekstiviestipalvelu uudelleen lähettämällä tekstiviesti TILAA.</li> </ol>	

Viesti	Mahdolliset ongelman syyt	Toimenpiteet	
Sensori irti	Sensorin ja lähettimen liitäntä ei ole tiukka.	Varmista, että sensori ja lähetin on kytketty toisiinsa tiukasti.	
CareLink-raporteissa ei näy uusimpia tietoja muutamalta viime päivältä.	<ol> <li>CareLink-sivusto ei vastaanota tietoja Guardian Connect -sovelluksesta.</li> <li>Huomaa, että jos Guardian Connect -sovellusta on käytetty alle 24 tuntia, aiempia tietoja raporttien luontia varten ei ole välttämättä vielä ladattu.</li> <li>Guardian Connect -käyttäjä on antanut Guardian Connect -sovellukseen väärän CareLink-käyttäjänimen tai -salasanan.</li> </ol>	<ol> <li>Siirry Guardian Connect -sovelluksen laitteiden tilasivulle ja napauta sitten CareLink-synkronointi-valikkoa. Napauta valitsinta, jolloin se muuttuu vihreäksi. Voit ladata aiemmat tiedot CareLink-sivustoon myös manuaalisella latauksella.</li> <li>Palaa paikkaan, jossa Internet-yhteys toimii matkapuhelinyhteyden tai langattoman yhteyden välityksellä. Voit ladata aiemmat tiedot CareLink- sivustoon myös manuaalisella latauksella.</li> <li>Varmista, että käytät oikeaa CareLink- käyttäjänimeä ja -salasanaa.</li> </ol>	