


## I set di infusione Medtronic

Un set per ogni fisico, un set per ogni stile di vita



|   | MEDRONIC EXTENDED <sup>1,2,3</sup>  | MINIMED™ MIO™ADVANCE <sup>1</sup>   | MINIMED™ MIO™ 30  | MINIMED™ QUICK-SET™    | MINIMED™ SILHOUETTE™  | MINIMED™ SURE-T™   |
|---|---|---|---|------------------------|---|--|
|   | Maggiore durata   | Semplice e confortevole   | Angolo di inserzione a 30°  | Confortevole           | Angolo di inserzione variabile  | Sicurezza  |
| Necessità dell'utilizzatore & Circostanze particolari | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minori cambi set</li> <li>Problemi di manualità</li> <li>Paura degli aghi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Problemi di manualità</li> <li>Paura degli aghi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Corporatura magra e sportivi</li> <li>Precedenti casi di piegamento cannula</li> </ul> | Vestibilità universale | <ul style="list-style-type: none"> <li>Corporatura magra e sportivi</li> <li>Precedenti casi di piegamento cannula</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Precedenti casi di piegamento cannula</li> <li>Precedenti casi di tessuto cicatriziale</li> <li>Allergia al teflon</li> </ul> |
| Corporatura   | BMI medio/alto  | BMI medio/alto  | BMI basso   | BMI medio/alto         | BMI basso   | BMI medio/alto   |
| Dispositivo di inserimento                            | Insertore integrato   | Insertore integrato   | Insertore integrato   | MiniMed Quick-serter   | MiniMed Sil-serter  | Inserimento manuale  |
| Tipologia di cannula                                  | Morbida in teflon   | Morbida in teflon   | Morbida in teflon   | Morbida in teflon      | Morbida in teflon   | Metallo  |
| Angolo di inserimento                                 | 90°   | 90°   | 30°   | 90°                    | 20°-45°   | 90°  |
| Spessore cannula (Gauge)                              | 25G   | 25G   | 25G   | 25G                    | 25G   | 29G  |
| Frequenza di sostituzione                             | 7 giorni  | 2-3 giorni  | 2-3 giorni  | 2-3 giorni             | 2-3 giorni  | 1-2 giorni   |

### ELENCO CODICI



| Codici   | Lung. cannula | Lung. catetere |
|----------|---------------|----------------|
| MMT-431A | 6 mm          | 60 cm          |
| MMT-432A | 6 mm          | 80 cm          |
| MMT-441A | 9 mm          | 60 cm          |
| MMT-442A | 9 mm          | 80 cm          |




| Codici   | Lung. cannula | Lung. catetere |
|----------|---------------|----------------|
| MMT-242A | 6 mm          | 60 cm          |
| MMT-213A | 6 mm          | 110 cm         |
| MMT-243A | 9 mm          | 60 cm          |
| MMT-244A | 9 mm          | 110 cm         |




| Codici   | Lung. cannula | Lung. catetere |
|----------|---------------|----------------|
| MMT-905A | 13 mm         | 60 cm          |
| MMT-906A | 13 mm         | 110 cm         |



| Codici   | Lung. cannula | Lung. catetere |
|----------|---------------|----------------|
| MMT-394A | 6 mm          | 45 cm          |
| MMT-399A | 6 mm          | 60 cm          |
| MMT-387A | 6 mm          | 80 cm          |
| MMT-398A | 6 mm          | 110 cm         |
| MMT-397A | 9 mm          | 60 cm          |
| MMT-386A | 9 mm          | 80 cm          |
| MMT-396A | 9 mm          | 110 cm         |



| Codici   | Lung. cannula | Lung. catetere |
|----------|---------------|----------------|
| MMT-368A | 13 mm         | 45 cm          |
| MMT-381A | 13 mm         | 60 cm          |
| MMT-383A | 13 mm         | 80 cm          |
| MMT-382A | 13 mm         | 110 cm         |
| MMT-378A | 17 mm         | 60 cm          |
| MMT-384A | 17 mm         | 80 cm          |
| MMT-377A | 17 mm         | 110 cm         |



| Codici   | Lung. cannula | Lung. catetere |
|----------|---------------|----------------|
| MMT-862A | 6 mm          | 45 cm          |
| MMT-864A | 6 mm          | 60 cm          |
| MMT-866A | 6 mm          | 80 cm          |
| MMT-874A | 6 mm          | 60 cm          |
| MMT-876A | 6 mm          | 80 cm          |
| MMT-884A | 6 mm          | 60 cm          |
| MMT-886A | 6 mm          | 80 cm          |

1. Medtronic data on file. Final report of the Infusion Set Advisory Board. 14 HCPs from Canada, Brazil, Mexico, and US. 2016  
 2. Ilany J, et al. Abstract 416 - Clinical study of a new extended wear infusion set design. 13th ATTD International Conference. February 2020.  
 3. Zhang G, et al. 986-P - Assessment of adhesive patches for an extended wear infusion set. 80th ADA International Conference, June 2020.

Importanti informazioni sulla sicurezza:

I set di infusione sono indicati per l'infusione sottocutanea di farmaci, inclusa l'insulina, attraverso microinfusori di insulina. Consultare il manuale del dispositivo per informazioni dettagliate relative a istruzioni per l'uso, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali eventi avversi.

Non disponibile per la vendita in tutte le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale Medtronic.

UC 202114783 IT ©2021 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic e il logo Medtronic sono marchi registrati di Medtronic. Tutti gli altri marchi sono di un'azienda di Medtronic. Il fabbricante dei set di infusione Medtronic è Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Osted. 4320 Lejre, Denmark.