

האם היא מסמסת,
או שמא משנה
סטטוס?
למעשה היא
בודקת את רמות
הסוכר שלה

הכירו את **Guardian™ Connect**
מערכת לניטור סוכר רציף (CGM)



**GUARDIAN™
CONNECT**
היפטרו מהצורך
לנחש בין בדיקה
לבדיקה
(fingersticks)



Medtronic

התחילו עכשיו

1. הירשמו באתר האינטרנט
שלנו על ידי כניסה לקישור
הבא או סריקת הברקוד



2. לאחר מכן הורידו את אפליקציית
Guardian™ Connect מחנות
האפליקציות

מידע נוסף תמצאו בכתובתנו: guardianconnect.medtronic-diabetes.co.il

מקורות:

1. Fonseca VA, et al. Continuous Glucose Monitoring: a consensus conference of the American association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology. Endocr Pract 2016. DOI:10.4158/EP161392.CS

2. Kaufman FR, et al. A pilot study of the continuous glucose monitoring system: Clinical decisions and glycemic control after its use in pediatric type 1 diabetic subjects. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-4.

MiniMed הוא סימן מסחרי רשום ו-Guardian הוא סימן מסחרי של תאגיד מדטרוניק מינימד בע"מ

UC201608600 HE © 2016 Medtronic MiniMed, Inc.

כל הזכויות שמורות.
מדטרוניק סוכרת.

רחוב המדע 10
ת.ד. 12016
הרצלייה פיתוח 4673344
טל. 09-9724489
פקס. 077-4702548

מידע בטיחותי

מערכות לניטור רציף של גלוקוז נועדו לנטר את רמות הגלוקוז בדמם של אנשים החולים בסוכרת. מערכות אלה מספקות מידע באשר לרמות גלוקוז גבוהות או נמוכות מדי ויכולות לתת אינדיקציה לכך שמתופלים צריכים לבצע קריאת גלוקוז בביתם על ידי שימוש במד גלוקוז ידני.

המידע שמערכות ניטור רציף של גלוקוז מספקות נועד להשלים את הקריאות במד הגלוקוז הביתי, ולא להחליפן. החדרת חיישני הגלוקוז עשויה לגרום לדימום או לגירוי באזור ההחדרה. אם אתם חווים כאב משמעותי או חושדים שאזור ההחדרה הזדהה התייעצו מיד עם הרופא שלכם. לפרטים נוספים היכנסו לאתר שלנו: MedtronicDiabetes.co.il/Important-Safety-Information

תפעול מדויק של אפליקציית Guardian connect מצריך שימוש במכשיר אלקטרוני נייד (טלפון חכם או טאבלט) ובו ההנדרות הנכונות (כמו מערכת הפעלה נתמכת ובלוטוס פעיל).

לקבלת רשימה של התוויות, התוויות נגד, אמצעי זהירות, אזהרות ותופעות לוואי אפשריות אנא עיינו בהוראות השימוש.

*הכוונה בגלוקוז היא לערך הגלוקוז בחיידן.



למענכם

גישה למידע אודות רמות הסוכר שלכם ומגמותיו דרך הטלפון עשרים וארבע שעות ביממה

התראות על רמות נמוכות או גבוהות מדי

הביטחון לקבל החלטה בזמן הנכון



למען השותפים לטיפול בכם

המערכת מספקת שקט נפשי לחברים ולבני המשפחה שלכם

תוכלו לשתף את המידע שלכם בזמן אמת אם תחפצו בכך

המערכת מזמינה אתכם להגדיר התראות SMS כאשר רמות הסוכר שלכם עולות או יורדות לרמה המסכנת אתכם



מאחר שמערכת ה-Guardian Connect בודקת את הסוכר שלכם כל חמש דקות, קל יותר לראות מתי אתם עומדים לצאת מהטווח הרצוי ולבצע את ההתאמות הנחוצות לכם.

בדיקות ידניות (FINGERSTICKS)
לבדן עלולות לפספס עד 75% ממצבי רמות נמוכות או גבוהות מדי.²

GUARDIAN™ CONNECT

מערכת ה-Guardian™ Connect החדשה לניטור רציף של סוכר (CGM) נועדה לסייע לכם לדעת מה קורה בזמן אמת עם רמות הסוכר שלכם.

מעקב אחר הזלפת אינסולין

טווח גבוה/נמוך

מעקב ארוחות

בדיקת סוכר בדם



אודות CGM

*בניטור רציף של גלוקוז (CGM) משתמשים בחיישן קטן על מנת למדוד ברציפות את רמות הגלוקוז בנוזל הבין-רקמתי שמתחת לעור. המערכת יכולה לבצע קריאות כל היום וכל הלילה ולשלוח אותן אליכם באמצעות משדר אלחוטי קטן, כך שתוכלו לראות מה מצבכם בכל רגע נתון.

מערכת ה-Guardian Connect שולחת את המידע שלכם לחשבון ה-CareLink® המקוון, והרופא יכול להיכנס אליו לפי פרטי המנוי שלכם ולבדוק את מצבכם.

*המוצר יושק בקרוב.

