

# Guardian™ app Official Compatibility Guide

Updated December 22, 2021



Om het Guardian™ 4 Smart CGM-systeem te gebruiken, heeft u een compatibel apparaat en besturingssysteem (OS) nodig, zoals hieronder vermeld. Het is belangrijk om deze compatibiliteitstabel te controleren voordat u een nieuw besturingssysteem installeert of probeert de app op een nieuwe telefoon te downloaden.

Wanneer een nieuw besturingssysteem wordt uitgebracht, kan het even duren voordat de tests zijn voltooid. We raden u aan deze tabel te controleren voordat u uw besturingssysteem bijwerkt.

Zorgpartner-sms-waarschuwingen zijn niet beperkt tot de onderstaande compatibiliteit.

OUS	
Guardian™ 4 smart CGM system - Apple devices	
iOS	12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.5.1, 13.6, 14.0, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15.0
iPhone	6S Plus, SE (1 <sup>st</sup> Gen 2016), 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE (2nd Gen 2020), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
iPod Touch	6 <sup>th</sup> Generation, 7 <sup>th</sup> Generation
iPad	5,6, Air, Air 2, Mini 2, Mini 3, Mini 4, Mini 5, Pro (9.7"), Pro (10.5"), Pro (12.9"), Pro 2 (12.9")

Guardian™ 4 smart CGM system - Android devices		
Brand	Model	Android OS
Samsung	S8 (SM-G950N, SM-G950F, SM-G950W, SM-G950U, SM-G9508, SM-G950U1, SM-G9500, SCV36, SC-02J)	8, 9
	S8+ (SM-G955U1, SM-G9550, SM-G955N, SM-G955F, SM-G955W, SM-G955U, SC-03J, SCV35)	

S9 (SM-G960W, SM-G960U, SM-G960U1, SM-G960U, SCV38, SC-02K, SM-G9608, SM-G9600) S9+ (SM-G965N, SM-G965F, SM-G965W, SM-G965U, SM-G965U1, SC-03K, SCV39)	8, 9, 10
Note 8 (SC-01K, SCV37, SM-N950F, SM-N950N, SM-N950XN, SM-N950U, SM-N9500, SM-N9508, SM-N950W, SM-N950U1)	9
Galaxy A20 (SC-02M, SCV46, SCV46-J, SCV46-U, SM-A205F, SM-A205FN, SM-A205G, SM-205GN, SM-A205W, SM-A205YN, SM-A205U, SM-A205U1, SM-S205DL)	9, 10
Galaxy A11 (SM-A115A, SM-A115AP, SM-A115AZ, SM-A115F, SM-A115M, SM-A115U, SM-A115U1, SM-A115W)	10
Galaxy A21 (SC-42A, SCV49, SM-A215U, SM-A215U1, SM-A215W, SM-S215DL, SM-A217F, SM-A217M, SM-A217N)	10
Galaxy A50 (SM-A505F, SM-A505FM, SM-A505FN, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT, SM-A505N, SM-A505U, SM-A505U1, SM-A505W, SM-A505YN, SM-S506DL)	9, 10, 11
Galaxy A51 (SM-A515F, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W, SM-S515DL) Galaxy A51 5G (SC-54A, SCG07, SM-A5160, SM-A516B, SM-A516N, SM-A516U, SM-A516U1, SM-A516V)	10, 11
Galaxy A71 (SM-A715F, SM-A715W) Galaxy A71 5G (SM-A7160, SM-A716B, SM-A716U, SM-A716U1, SM-A716V)	10, 11
S10 (SM-G973F, SM-G973N, SM-G9730, SM-G973U, SM-G973U1, SM-G973W, SC-03L, SCV41, SM-G9738, SM-G973C) S10 Lite (SM-G770F, SM-G770U1) S10e (SM-G970F, SM-G970N, SM-G9700, SM-G9708, SM-G970U, SM-G970U1, SM-G970W) S10+ (SM-G975F, SM-G975N, SM-G9750, SM-G975U, SM-G975U1, SM-G975W, SC-04L, SCV42, SM-G9758)	9, 10, 11

S10+ Olympic Games Edition (SC-05L) S10 5G (SM-G977B, SM-G977N, SM-G977P, SM-G977T, SM-G977U)	
S20 (SM-G980F) S20+ (SM-G985F) S20 5G (SC-51A, SCG01, SM-G9810, SM-G981N, SM-G981U, SM-G981U1, SM-G981V, SM-G981W, SM-G981B) S20+ 5G (SC-52A, SCG02, SM-G9860, SM-G986N, SM-G986U, SM-G986U1, SM-G986W, SM-G986B) S20 Ultra 5G (SCG03, SM-G9880, SM-G988N, SM-G988U, SM-G988U1, SM-G988W, SM-G988B)	10, 11
S21 5G (SM-G9910, SM-G991U1, SM-G991U, SM-G991W, SM-G991B, SM-G991N) S21+ 5G (SM-G9960, SM-G996U1, SM-G996W, SM-G996B, SM-G996N) S21 Ultra 5G (SM-G9980, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998B, SM-G998N)	11
Note 9 (SC-01L, SCV40, SM-N960F, SM-N960N, SM-N9600, SM-N960W, SM-N960U, SM-N960U1)	10
Note 10 (SM-N970F, SM-N9700, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N970W) Note 10 5G (SM-N971N) Note 10+ (SC-01M, SCV45, SM-N9750, SM-N975C, SM-N975U, SM-N975U1, SM-N975W, SM-N975F) Note 10+ 5G (SM-N976B, SSM-N976N, SM-N9760, SM-N976Q, SM-N976V, SM-N976U)	10, 11
Note 20 (SM-N980F) Note 20 5G (SM-N9810, SM-N981N, SM-N981U, SM-N981U1, SM-N981W, SM-N981B) Note 20 Ultra (SM-N985) Note 20 Ultra 5G (SM-N9860, SM-N986N, SM-N986U, SM-N986U1, SM-N986W, SM-N986B)	10, 11

<a href="#"><u>LG™</u></a>	G8 ThinQ (LM-G820, LM-G820N) V50 ThinQ (LM-V450, LM-V500, LM-V500N) V50S ThinQ (LM-V510N) G8S ThinQ (LM-G810)	9, 10,
<a href="#"><u>Xiaomi™</u></a>	Mi 9, Mi MIX 2S	9, 10
<a href="#"><u>Huawei™</u></a>	P30 (ELE-L04, ELE-L09, ELE-L14, ELE-L29, ELE-L39, ELE-L49, ELE-TL00)	9, 10
<a href="#"><u>Sony™</u></a>	Xperia 1, Xperia 5, Xperia XZ2 (H8314, H8324)	9, 10, 11
<a href="#"><u>Google</u></a>	Pixel 3	9, 10, 11
<a href="#"><u>Google</u></a>	Pixel 3 XL, Pixel 3A, Pixel 3A XL, Pixel 4, Pixel 4A, Pixel 4A (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5	10, 11, 12

Ondanks dat de Guardian™ app kan worden gedownload voor andere modellen van Samsung, Xiaomi, Sony, LG and Huawei mobiele telefoons, werd dit niet volledig getest en de compatibiliteit hiervan is niet gecontroleerd.