

Medtronic

שליטה טובה יותר בסוכרת בלי הדאגה מערכים נמוכים^{1,2}

מערכת משאבת האינסולין
MiniMed™ 740G*

משאבת האינסולין התואמת לשימוש עם טלפון חכם,
צופה ומונעת ערכי סוכר נמוכים לפני שמרגישים
אותם.^{1,2}

למידע נוסף,
חייגו: 1-800-611-888
או בקרו ב: www.medtronic-diabetes.com/he-IL



מערכת משאבת האינסולין
MiniMed™ 740G



טכנולוגיה למניעת
היפוגליקמיה על
ידי פעולה יזומה
של המערכת.^{1,2}

מערכת MiniMed™ 740G
הדרכה ותמיכה מסייעים לך להשיג את המיטב.
מהטיפול במשאבת האינסולין.



עיון במדריך למשתמש של המערכת - תכונת SmartGuard™.
נדרשת פעולה מסוימת של המשתמש.
המידע המופיע כאן אינו ייעוץ רפואי ואין להשתמש בו כחלופה לשיחה עם הרופא שלך. שוחח על אינדיקציות, התוויות נגד, אזהרות, אמצעי
זהירות, תופעות לוואי פוטנציאליות וכל מידע נוסף עם הצוות הרפואי המטפל בך.

סימוכין:

1. Choudhary P, et al. Hypoglycemia Prevention and User Acceptance of an Insulin Pump System with Predictive Low Glucose Management Diabetes Technol Ther. 2016; 18(5):288-291
2. Bosi E, et al. Efficacy and safety suspend-before-low insulin pump technology in hypoglycaemia-prone adults with type 1 diabetes (SMILE): an open-label randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7: 462-72
3. Bergenstal RM, Effectiveness of Sensor-Augmented Insulin-Pump Therapy in Type 1 Diabetes. New England Journal of Medicine. 2010;363(11):1092-1092.
4. Biester T. et al. "Let the Algorithm Do the Work": Reduction of Hypoglycemia Using Sensor- Augmented Pump Therapy with Predictive Insulin Suspension (SmartGuard) in Pediatric Type 1 Diabetes Patients. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(3):173-182

*MiniMed™ 740G ומערכת MiniMed™ 640G חולקים את אותו אלגוריתם טיפול.
©2022 Medtronic IL-IPT-2200002. כל הזכויות שמורות. Medtronic והלוגו של Medtronic הם סימנים מסחריים של חברת Medtronic.
*M מותגי צד שלישי הם סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה. כל המותגים האחרים הם סימנים מסחריים של חברת Medtronic.
ACCU-CHEK ו-ACCU-CHEK GUIDE LINK הם סימנים מסחריים של Roche Diabetes Care. היצרן החוקי של ערוי MiniMed™ הוא 4320 Lejre, Osted, 1-3 Aaholmvej, Unomedical a/s, דנמרק.

מערכת משאבת האינסולין
MiniMed™ 740G*


טכנולוגיית SmartGuard™ מסייעת במניעת
ערכים נמוכים, כדי שתוכלו להתמקד בחיים
שלכם, ולא רק ברמות הסוכר.^{1,2}



מערכת משאבת האינסולין
MiniMed™ 740G



Medtronic



מד סוכר
תוצאות הבדיקה
ממד הסוכר בדם
Accu-Check®
Guide Link

**אפליקצייה לטלפון
החכם**
מציגה את הרמות
והמגמות של ערכי
סוכר החיישן הנוכחיים
על צג טלפון שלך.

**ניטור סוכר רציף
(CGM)**
מוודד את רמות
הסוכר בחיישן כל
חמש דקות ושולח
קריאות אוטומטיות
למשאבה.

סט עירוני
מאפשר הזלפה
רציפה ודיסקרטית
של אינסולין.

**משאבת אינסולין
MiniMed™ 740G**
המשאבה עמידה
למים* המידע הנשלח
מה-CGM מסייע
לצפות ולמנוע ערכי
סוכר נמוכים לפני
התרחשותם.

* יש לעיון במדריך למשתמש של המערכת. המשאבה עמידה למים בזמן הייצור וכאשר המיכל והצינורית מוכנסים כהלכה. המשאבה מוגנת מפני ההשפעות של הימצאות מתחת למים עד לעומק של עד 6.3 מטר עד 42 שעות. ראו 'מדריך למשתמש במערכת' לפרטים נוספים.

שליטה טובה יותר בערכי הסוכר, בלי החשש מסוכרים נמוכים^{1,2}

מבצעת פעולה למניעת ערכים נמוכים

השגת שליטה על ערכי הסוכר פירושה לעתים קרובות דאגה לגבי מציאת דרכים להחזיר את רמות הסוכר הגבוהות לטווח - מבלי להגדיל את הסיכויים שלכם להגיע לערכים נמוכים. תכונת SmartGuard™ עוזרת להפחית הדאגות הללו על ידי מניעת עד 80% מהערכים הנמוכים מבלי להגביר את הסיכון להיפוגליקמיה.²

לדאוג פחות בנוגע לרמות נמוכות בלילה

עם טכנולוגיית SmartGuard™, ביכולתכם להגדיר מספר גבולות נמוכים לאורך היום והלילה. העברת האינסולין מושהת לפני הגעה לערך נמוך שהוגדר מראש כדי לסייע במניעת ערכים נמוכים.^{1,2}



יכולה למנוע עד
80%
מארועי היפוגליקמיה¹

להישאר מעודכנים, עם מגמות סוכר בטלפון החכם שלכם.

לראות בקלות מה מצבכם

עם אפליקציית MiniMed™ Mobile, ניתן פשוט להציץ באפליקציה ולר אות מיד את רמות הסוכר שלכם. אם אתם צפויים להגיע לערכי סוכר גבוהים או נמוכים, תשלח אליכם התראה כדי שתוכלו לבצע התאמות יזומות זומות על מנת להישאר בטווח.



להישאר מחוברים לניהול הטיפול

אפליקציית CareLink™ Connect עוזרת למשפחה ולחברים שלכם להישאר מעודכנים ולשקט נפשי, במיוחד עבור הורה שילדו מתמודד עם סוכרת. ניתן לקשר עד חמישה שותפים לקבלת התראות על ערכי סוכר גבוהים ונמוכים.


טכנולוגיית SmartGuard™ יכולה להפחית באופן משמעותי את הסיכון להיפוגליקמיה בקרב ילדים עם סוכרת מסוג 1 מבלי להעלות את ה-HbA1c.⁴



מבצעת פעולות למניעת ערכים נמוכים לפני שאתם מרגישים אותם.¹

MiniMed™ 740G עם טכנולוגיית SmartGuard™ תוכננה לבצע פעולות למטרת מניעת הגעה לערכים נמוכים. המערכת בודקת באופן רציף את רמות הסוכר שלכם הנמדדות בחיישן כל 5 דקות, ביום ובלילה, כדי לצפות ולמנוע ערכי סוכר נמוכים כ- 30 דקות לפני שהם מתרחשים. טכנולוגיית SmartGuard™ תפסיק אוטומטית את העברת האינסולין לפני שתדרו להיפוגליקמיה ותחדש את ההעברה אוטומטית כאשר הרמות שלכם יחזרו למצב תקין כדי לאפשר שליטה טובה יותר בסוכרת.¹

תכונת SmartGuard™ עוזרת למנוע רמות נמוכות לשליטה טובה יותר!¹



משאבה משולבת CGM יכולה לסייע בהורדת ה-HbA1c שלכם.³

טיפול במשאבה משולבת חיישן מספק ניטור סוכר רציף שיכול לסייע בהורדת HbA1c מבלי להגדיל אירועי סוכרים נמוכים. ירידה משמעותית ב-HbA1c הוכחה כמפחיתה סיבוכי סוכרת ארוכי טווח.

עד
1.0%
ירידה ב-HbA1c³

*יש לעיין במדריך למשתמש
** המידע מגיע ממחקר קליני³