

# Medtronic

## Zestawy infuzyjne

Wybierz zestaw dla Siebie. Odpowiedni dla Ciebie i Twojego stylu życia.



Medtronic Extended

MiniMed™ Mio™ Advance

MiniMed™ Mio™ 30

MiniMed™ Quick-Set™

MiniMed™ Silhouette™

MiniMed™ Sure-T™

Dłuższy czas użytkowania

Łatwość i wygoda

Kąt zakładania 30°

Wygoda

Regulowany kąt zakładania

Bezpieczeństwo

<b>Potrzeby użytkowników i specjalne okoliczności</b>	Rzadsze wymiany zestawu* <sup>1</sup> Łatwość zakładania. Dla osób, które odczuwają lęk przed igłą <sup>2</sup>	Łatwość zakładania. Dla osób, które odczuwają lęk przed igłą <sup>2</sup>	Odpowiedni dla osób o szczupłej sylwetce i aktywnych fizycznie	Odpowiedni dla osób o średniej i masywnej budowie ciała	Odpowiedni dla osób o szczupłej sylwetce i aktywnych fizycznie	Reakcje alergiczne na miękkie kaniule Doświadczenia z zaginającymi się kaniulami
<b>Typ budowy ciała</b>	Średni/wysoki wskaźnik BMI	Średni/wysoki wskaźnik BMI	Niski wskaźnik BMI	Średni/wysoki wskaźnik BMI	Niski wskaźnik BMI	Średni/wysoki wskaźnik BMI
<b>Urządzenie do zakładania</b>	Serter (zintegrowany)	Serter (zintegrowany)	Serter (zintegrowany)	MiniMed™ Quick-serter™	MiniMed™ Sil-serter™	Ręcznie
<b>Rodzaj kaniuli/igły</b>	Miękka	Miękka	Miękka	Miękka	Miękka	Stalowa
<b>Kąt zakładania</b>	90°	90°	30°	90°	20°-45°	90°
<b>Długość kaniuli</b>	6 mm   9 mm	6 mm   9 mm	13 mm	6 mm   9 mm	13 mm   17 mm	6 mm   8 mm   10 mm
<b>Wypełnienie kaniuli</b>	0,6 jedn.   0,6 jedn.	0,6 jedn.   0,6 jedn.	0,7 jedn.	0,3 jedn.   0,5 jedn.	0,7 jedn.   0,7 jedn.	Nie dotyczy. Wypełnienie kaniuli nie jest wymagane
<b>Długość drenu</b>	60 cm, 80 cm	60 cm, 110 cm	60 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm
<b>Grubość kaniuli (rozmiar)</b>	25 G	25 G	25 G	25 G	25 G	29 G
<b>Częstość wymiany</b>	do 7 dni	Co 2-3 dni	Co 2-3 dni	Co 2-3 dni	Co 2-3 dni	Co 1-2 dni

\* w porównaniu z 3-dniowym standardowym zestawem infuzyjnym

1. Ilany J, et al. Abstract 416 - Clinical study of a new extended wear infusion set design. 13th ATTD International Conference. Luty 2020. (2) Dane własne firmy Medtronic. Minimed™ Mio™ Advance Usability Study 10619721 DOC Version B. 30 Pacjenci ankietowani w USA. 2020.

2. Dane własne firmy Medtronic. Minimed™ Mio™ Advance Usability Study 10619721 DOC Version B. 30 Pacjenci ankietowani w USA. 2020.

### Ważne informacje

Niniejszy materiał nie zastępuje ani nie unieważnia informacji zawartych w instrukcji obsługi. Nie należy go traktować jako wyłącznego źródła informacji. Należy z niego korzystać w połączeniu z Podręcznikiem użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności oraz możliwych zdarzeń niepożądanych można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic i/lub na stronie firmy Medtronic pod adresem medtronic.eu.

©2021 Medtronic. Wszelkie prawa zastrzeżone. Medtronic i logo firmy Medtronic są znakami towarowymi firmy Medtronic™. Marki firm trzecich są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie inne marki są znakami towarowymi spółek firmy Medtronic. Oficjalnym producentem zestawów infuzyjnych Medtronic jest firma Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Osted, 4320 Lejre, Dania.