



Начало работы

1. Ознакомьтесь с системой Guardian Connect на нашем сайте <https://www.medtronicdiabetes.ru/guardian-connect>



2. Зарегистрируйте свой набор по телефону горячей линии 8 800 200 76 36

3. Скачайте приложение Guardian Connect из магазина приложений.

Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10603 от 09.06.2020
Регистрационное удостоверение № 2013/785 от 04.07.2013

Узнайте больше на веб-сайте
www.medtronic-diabetes.ru

* Под термином "глюкоза" подразумевается значение уровня глюкозы, полученное от сенсора.

Ссылки:

1. Fonseca VA, et al. Continuous Glucose Monitoring: a consensus conference of the American association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology. Endocr Pract 2016. DOI:10.4158/EP161392.CS

2. Kaufman FR, et al. A pilot study of the continuous glucose monitoring system: Clinical decisions and glycemic control after its use in pediatric type 1 diabetic subjects. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-4.

MiniMed является товарной маркой, Guardian – товарная марка компании Medtronic MiniMed, Inc. UC202102399 RU © Medtronic MiniMed, Inc., 2020 г.

Все права защищены.

ООО "Медтроник"
123112, г. Москва, Пресненская наб.,
д.10, эт.9, пом. III, ком. 41

Линия поддержки пользователей: 8-800-200-76-36

Информация о безопасности

Системы непрерывного мониторинга глюкозы предназначены для мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости у пациентов с диабетом. Эти системы предоставляют информацию о возможном повышении или снижении уровня глюкозы, а также могут сообщать пациентам, что следует провести замер уровня глюкозы с помощью обычного глюкометра.

Системы непрерывного мониторинга глюкозы предназначены для получения дополнительной информации об уровне глюкозы и не заменяют собой глюкометры. В месте введения сенсора может возникать кровотечение или раздражение. При возникновении выраженной боли или при подозрении на инфекцию в месте введения сенсора необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Чтобы приложение Guardian Connect работало правильно, установите его на исправном мобильном устройстве с правильными настройками (поддерживаемая операционная система и включенная функция Bluetooth®).

Перечень показаний, противопоказаний, мер предосторожности, предупреждений и возможных нежелательных явлений см. в руководстве пользователя.

Medtronic

Guardian Connect

Система непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ)

Пишет сообщение или слушает музыку?
На самом деле она проверяет
свой уровень сахара



Ваш уровень глюкозы
24/7 в мобильном
приложении



Guardian Connect

Новая система непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) Guardian Connect поможет Вам в любой момент узнать свой уровень глюкозы.

Информация о введенном инсулине

Верхний и нижний пороги уровня глюкозы

Информация о приемах пищи

Калибровка или измерение с помощью глюкометра



Описание системы НМГ

Система НМГ непрерывно измеряет уровень глюкозы в межклеточной жидкости под кожей с помощью небольшого сенсора. Устройство круглосуточно получает показания уровня глюкозы и отправляет данные на телефон с помощью небольшого беспроводного трансмиттера, предоставляя вам возможность в любой момент проверить свое состояние. Система Guardian Connect отправляет информацию в вашу учетную запись CareLink, и врач может просмотреть ее перед вашим визитом.



Для пациента

Просматривайте сведения об уровне глюкозы и динамике изменений в любой момент на своем телефоне

Получайте оповещения об уровне глюкозы, прежде чем он слишком сильно повысится или снизится

Чувствуйте себя уверенно, зная, что успеете принять необходимые меры



Для членов семьи

Обеспечьте спокойствие за ваше здоровье для членов своей семьи и друзей

Делитесь с ними информацией о вашем уровне глюкозы крови в режиме реального времени

Предложите им настроить получение SMS-оповещений о том, что у вас начинается гипо- или гипергликемия

До 75 % случаев гипо- и гипергликемии не выявляются своевременно, если пациент использует только глюкометр.²

Система Guardian Connect проверяет уровень глюкозы каждые пять минут, позволяя вам быстро увидеть отклонения от целевого диапазона и принять соответствующие меры.