

# Guardian™ app Official Compatibility Guide

Uppdaterad den 7 december 2022



För att använda Guardian™ 4 Smart CGM-systemet behöver du både en kompatibel mobiltelefon och operativsystem (OS), enligt listan nedan.

När din mobilleverantör släpper ett nytt operativsystem kan det ta tid för Medtronic att testa och bekräfta appens kompatibilitet. Vi rekommenderar att du slår av "automatisk uppdatering" av operativsystem på din telefon, och att du kontrollerar den här tabellen innan du aktivt uppdaterar ditt operativsystem eller byter telefon.

Följarkfunktionen fungerar **oberoende** av nedan enhet- och OS-kompatibilitet.

OUS	
Guardian™ 4 smart CGM system - Apple devices	
iOS	12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.5.1, 13.6, 14.0, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15.0, 15.1, 15.3, 15.4, 16
iPhone	6S Plus, SE (1 <sup>st</sup> Gen 2016), 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE (2nd Gen 2020), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
iPod Touch	7 <sup>th</sup> Generation
iPad	5,6, Air 2, Mini 4, Mini 5, Pro (9.7"), Pro (10.5"), Pro (12.9"), Pro 2 (12.9")

Guardian™ 4 smart CGM system - Android devices		
Brand	Model	Android OS
Samsung	S8 (SM-G950N, SM-G950F, SM-G950W, SM-G950U, SM-G9508, SM-G950U1, SM-G9500, SCV36, SC-02J)	8, 9
	S8+ (SM-G955U1, SM-G9550, SM-G955N, SM-G955F, SM-G955W, SM-G955U, SC-03J, SCV35)	

S9 (SM-G960W, SM-G960U, SM-G960U1, SM-G960U, SCV38, SC-02K, SM-G9608, SM-G9600) S9+ (SM-G965N, SM-G965F, SM-G965W, SM-G965U, SM-G965U1, SC-03K, SCV39)	8, 9, 10
Note 8 (SC-01K, SCV37, SM-N950F, SM-N950N, SM-N950XN, SM-N950U, SM-N9500, SM-N9508, SM-N950W, SM-N950U1)	9
Galaxy A20 (SC-02M, SCV46, SCV46-J, SCV46-U, SM-A205F, SM-A205FN, SM-A205G, SM-205GN, SM-A205W, SM-A205YN, SM-A205U, SM-A205U1, SM-S205DL)	9, 10
Galaxy A11 (SM-A115A, SM-A115AP, SM-A115AZ, SM-A115F, SM-A115M, SM-A115U, SM-A115U1, SM-A115W)	10
Galaxy A21 (SC-42A, SCV49, SM-A215U, SM-A215U1, SM-A215W, SM-S215DL, SM-A217F, SM-A217M, SM-A217N)	10
Galaxy A50 (SM-A505F, SM-A505FM, SM-A505FN, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT, SM-A505N, SM-A505U, SM-A505U1, SM-A505W, SM-A505YN, SM-S506DL)	9, 10, 11
Galaxy A51 (SM-A515F, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W, SM-S515DL) Galaxy A51 5G (SC-54A, SCG07, SM-A5160, SM-A516B, SM-A516N, SM-A516U, SM-A516U1, SM-A516V)	10, 11
Galaxy A71 (SM-A715F, SM-A715W) Galaxy A71 5G (SM-A7160, SM-A716B, SM-A716U, SM-A716U1, SM-A716V)	10, 11
S10 (SM-G973F, SM-G973N, SM-G9730, SM-G973U, SM-G973U1, SM-G973W, SC-03L, SCV41, SM-G9738, SM-G973C) S10 Lite (SM-G770F, SM-G770U1) S10e (SM-G970F, SM-G970N, SM-G9700, SM-G9708, SM-G970U, SM-G970U1, SM-G970W) S10+ (SM-G975F, SM-G975N, SM-G9750, SM-G975U, SM-G975U1, SM-G975W, SC-04L, SCV42, SM-G9758)	9, 10, 11

S10+ Olympic Games Edition (SC-05L) S10 5G (SM-G977B, SM-G977N, SM-G977P, SM-G977T, SM-G977U)	
S20 (SM-G980F) S20+ (SM-G985F) S20 5G (SC-51A, SCG01, SM-G9810, SM-G981N, SM-G981U, SM-G981U1, SM-G981V, SM-G981W, SM-G981B) S20+ 5G (SC-52A, SCG02, SM-G9860, SM-G986N, SM-G986U, SM-G986U1, SM-G986W, SM-G986B) S20 Ultra 5G (SCG03, SM-G9880, SM-G988N, SM-G988U, SM-G988U1, SM-G988W, SM-G988B)	10, 11
S21 5G (SM-G9910, SM-G991U1, SM-G991U, SM-G991W, SM-G991B, SM-G991N) S21+ 5G (SM-G9960, SM-G996U1, SM-G996W, SM-G996B, SM-G996N) S21 Ultra 5G (SM-G9980, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998B, SM-G998N)	11,12
S22 5G (SM-S901B, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E) S22+ 5G (SM-S906B, SM-S906U, SM-S906U1, SM-S906W, SM-S906N, SM-S9060, SM-S906E) S22 Ultra 5G (SM-S908B, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W, SM-S908N, SM-S9080, SM-S908E)	12
Note 9 (SC-01L, SCV40, SM-N960F, SM-N960N, SM-N9600, SM-N960W, SM-N960U, SM-N960U1)	10
Note 10 (SM-N970F, SM-N9700, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N970W) Note 10 5G (SM-N971N) Note 10+ (SC-01M, SCV45, SM-N9750, SM-N975C, SM-N975U, SM-N975U1, SM-N975W, SM-N975F) Note 10+ 5G (SM-N976B, SSM-N976N, SM-N9760, SM-N976Q, SM-N976V, SM-N976U)	10, 11

	Note 20 (SM-N980F) Note 20 5G (SM-N9810, SM-N981N, SM-N981U, SM-N981U1, SM-N981W, SM-N981B) Note 20 Ultra (SM-N985) Note 20 Ultra 5G (SM-N9860, SM-N986N, SM-N986U, SM-N986U1, SM-N986W, SM-N986B)	10, 11
<a href="#">LG™</a>	G8 ThinQ (LM-G820, LM-G820N) V50 ThinQ (LM-V450, LM-V500, LM-V500N) V50S ThinQ (LM-V510N) G8S ThinQ (LM-G810)	9, 10,
<a href="#">Xiaomi™</a>	Mi 9, Mi MIX 2S	9, 10
<a href="#">Huawei™</a>	P30 (ELE-L04, ELE-L09, ELE-L14, ELE-L29, ELE-L39, ELE-L49, ELE-TL00)	9, 10
<a href="#">Sony™</a>	Xperia 1, Xperia 5, Xperia XZ2 (H8314, H8324)	9, 10, 11
<a href="#">Google</a>	Pixel 3	9, 10, 11
<a href="#">Google</a>	Pixel 3 XL, Pixel 3A, Pixel 3A XL, Pixel 4, Pixel 4A, Pixel 4A (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5	10, 11, 12

Även om Guardian™-appen kan laddas ner på andra modeller av Samsung, Xiaomi, Sony, LG och Huawei telefoner, så har den inte testats till fullo eller bekräftats vara kompatibel.

