

НОВЫЙ СЕНСОР GUARDIAN™ SENSOR 3 БОЛЬШЕ ТОЧНОСТИ В ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ¹

Использование сенсора Guardian™ Sensor 3 с инсулиновыми помпами MiniMed позволяет получить более точные данные об уровне глюкозы по сравнению с использованием сенсора Enlite¹.

Сенсор Guardian™ Sensor 3

Более точные измерения

MARD сенсора (mean absolute relative difference - средняя абсолютная величина относительной погрешности) - 8,7%

Быстрый период активации сенсора

Сенсор будет готов к использованию уже через 45 мин после его установки^{2,3}

Новые места для установки

Сенсор Guardian Sensor 3 протестирован и одобрен для ношения на руке²



Трансмиттер Guardian™ Link 3

Отслеживает состояние и работоспособность сенсора, обеспечивая надежность использования системы непрерывного мониторинга глюкозы¹ (НМГ)



С возможностью подключения Bluetooth®



Medtronic

Таблица совместимости сенсоров и передатчиков для непрерывного мониторинга глюкозы с инсулиновыми помпами MiniMed

Помпы с Bluetooth соединением

MiniMed 720G,
MiniMed 740G,
MiniMed 780G



Трансмиттер:
Guardian Link 3 (MMT-7910 - набор)

Сенсор:
Guardian Sensor 3 (MMT-7020)

Помпа MiniMed 640G




Трансмиттер:
Guardian 2 Link (MMT-7775 - набор)

Сенсор:
Enlite (MMT-7008)

Система НМГ:

Guardian Connect



Трансмиттер:
Guardian Connect (MMT-7820 - набор)

Сенсор:
Enlite (MMT-7008)

Система НМГ:

Guardian Connect



Трансмиттер:
Guardian Connect (MMT-7820L - набор)

Сенсор:
Guardian Sensor 3 (MMT-7020)

Помпы серии
MiniMed Paradigm:

MMT-722, MMT-754



Трансмиттер:
MMT-7703

Сенсор:
Enlite (MMT-7008)

Medtronic

ООО «Медтроник»

Пресненская наб., д.10 Башня С
9 эт., пом. III, ком.4ф. Москва,
123112 Россия
Tel: +7(495) 580 73 77 Fax:
+7(495) 580 73 78
www.medtronic.ru

Телефон Линии поддержки
пользователей: 8 800 200 76 36
www.medtronic-diabetes.ru

Ссылки:

- Christiansen M, et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11 18)
- Guardian Sensor 3 user guide
- Enlite™ user guide

Для получения более подробной информации о продуктах, обратитесь к руководству пользования

Товар сертифицирован:

Помпа инсулиновая the MiniMed Paradigm REAL-Time с системой постоянного мониторинга глюкозы, модели MMT-522, MMT-722, с принадлежностями и без принадлежностей (Регистрационное Удостоверение № РЗН 2015/3140 от 19 января 2022 года), Помпа инсулиновая MiniMed Paradigm VEO с системой постоянного мониторинга глюкозы (Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2010/06831 от 13 мая 2021 года) Помпа инсулиновая MiniMed 640G, с принадлежностями (Регистрационное Удостоверение № РЗН 2017/6255 от 18 апреля 2022 года) Помпа инсулиновая MiniMed 780G с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17160 от 16.05.2022) Помпа инсулиновая MiniMed 740G с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17156 от 16.05.2022) Помпа инсулиновая MiniMed 720G с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17159 от 16.05.2022) Набор передатчика Guardian Link (3) (MMT-7910W3) для помп MiniMed с системой непрерывного мониторинга глюкозы (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12777 от 17.12.2021) Сенсор для чрезкожного мониторинга глюкозы Guardian™ Sensor (3) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14585 от 03.11.2021) Сенсор для мониторинга глюкозы Enlite с принадлежностями (Регистрационное Удостоверение № РЗН 2013/785 от 2 марта 2022 года) Трансмиттер MMT-7703WW (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/03066 от 27 ноября 2008 года) Набор передатчика Guardian 2 Link (MMT-7775) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7072 от 24 апреля 2020 года) Трансмиттер Guardian Connect (Регистрационное Удостоверение № РЗН 2020/10603 от 14 сентября 2022)