

Medtronic

Infuusiosetit

Jokaiselle sopiva infuusiosetti. Jokaiseen elämäntilanteeseen.



	Medtronic Extended*	MiniMed™ Mio™ Advance	MiniMed™ Mio™ 30	MiniMed™ Quick-Set™	MiniMed™ Silhouette™	MiniMed™ Sure-T™
	Pidempi käyttöaika	Helppo ja vaivaton	30° asetuskulma	Mukava	Säädettävä asetuskulma	Lisäturvaa
Käyttäjän tarpeet ja erityistilanteet	Vähemmän setinvaihtoja** ¹ Ongelmia sorminäppäryyden kanssa ja neulapelko ²	Ongelmia sorminäppäryyden kanssa ja neulapelko ²	Sopii hoikille ja aktiivisille	Sopii keskikokoisille ja tukevammille	Sopii hoikille ja aktiivisille	Allergia pehmeille kanyyleille Kokemuksia vääntyneistä kanyyleistä
Vartalotyyppi	Normaali tai korkea BMI	Normaali tai korkea BMI	Matala BMI	Normaali tai korkea BMI	Matala BMI	Normaali tai korkea BMI
Asetustapa	(Sisäänrakennettu) asetin	(Sisäänrakennettu) asetin	(Sisäänrakennettu) asetin	MiniMed™ Quick-serter	MiniMed™ Sil-serter	Manuaalinen asetus
Kanyyli/Neula	Pehmeä	Pehmeä	Pehmeä	Pehmeä	Pehmeä	Teräs
Asetuskulma	90°	90°	30°	90°	20°-45°	90°
Kanyylin pituus	6 mm 9 mm	6 mm 9 mm	13 mm	6 mm 9 mm	13 mm 17 mm	6 mm 8 mm 10 mm
Kanyylin täyttömäärä	0,6 U 0,6 U	0,6 U 0,6 U	0,7 U	0,3 U 0,5 U	0,7 U 0,7 U	Ei kanyylin täyttöä
Letkun pituus	60 cm, 80 cm	60 cm, 110 cm	60 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm
Kanyylin paksuus (gauge)	25G	25G	25G	25G	25G	29G
Vaihtoväli	jopa 7 vuorokautta	2-3 vuorokautta	2-3 vuorokautta	2-3 vuorokautta	2-3 vuorokautta	2-3 vuorokautta

* Medtronic Extended -infuusiosettiä käytetään yksinomaan 7 vuorokauden Medtronic Extended -säiliön kanssa.

** Verrattuna 3 tavalliseen vuorokauden infuusiosettiin

1. Ilany J, et al. Abstract 416 - Clinical study of a new extended wear infusion set design. 13th ATTD International Conference. February 2020. (2) Medtronic Data on File. Minimed™ Mio™ Advance Usability Study 10619721 DOC Version B. 30 Patients interviewed in the US. 2020.

2. Medtronic Data on File. Minimed™ Mio™ Advance Usability Study 10619721 DOC Version B. 30 Patients interviewed in the US. 2020.

Tämä materiaali ei korvaa käyttöohjeita. Tätä materiaalia ei tule pitää yksinomaanasetena tietolähteenä ja tätä tulisi käyttää yhdessä käyttöoppaan kanssa. Katso tarkemmat käyttöohjeet, käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitimet, varoitukset ja mahdolliset haittatapahtumat laitteen käyttöoppaasta. Lisätietoja saat paikalliselta Medtronic-edustajalta tai vieraile Medtronicin verkkosivustolla osoitteessa medtronic.eu.

FI-IPT-2200013 ©2021 Medtronic. Kaikki oikeudet pidätetään. Medtronic ja Medtronic-logo ovat Medtronic-yhtiön tavaramerkkejä.™ Kolmannen osapuolen tuotemerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Kaikki muut tuotemerkit ovat Medtronic-yhtiön tavaramerkkejä. Medtronic Extended -infuusiosettien laillinen valmistaja on Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Osted. 4320 Lejre, Tanska.